

## BADBRÄDA TRYGG

Artikelnummer: 142910

**Avsedd användning:** Badbräda Trygg är avsedd att sitta på vid duschning i badkar.

**Leveranskontroll:** Kontrollera att alla delar finns med vid leverans och är hela. Använd inte produkten om den är skadad.



### Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett
- Kontrollera att hela anläggningsytan, delen under badbrädans handtag, ligger mot badkarskanten.
- Kontrollera regelbundet att brädan är korrekt monterad på badkaret.
- För varje användningstillfälle ska benen spännas fast för hand.
- Badbrädan får ej förflyttas med brukaren sittande på den.
- Se till att inga tvålstrester finns på badkarskanten (halkrisk!).
- Max brukarvikt 150 kg.



### Montering:

1. Fäst de justerbara benen med medföljande skruvar, men bara så mycket att benen kan röra sig fritt i spåret.
2. Fäst handtaget med medföljande skruvar och skruva fast handtaget ordentligt.
3. Placera badbrädan tvärs över badkaret med handtaget mot väggen. Badkarets innermått ska vara 49-59 cm. Kontrollera att hela anläggningsytan, delen under badbrädans handtag, ligger mot badkarskanten.
4. Skjut benen mot badkarskanten så att de ligger an utan att de stramar.
5. Spänn därefter fast benen mot kanten genom att skruva in fötterna i brädan.

### Teknisk specifikation

Brädans längd: 69 cm  
 Brädans största bredd: 37 cm  
 Vikt: 2 050 g  
 Materia: HDPE (sits)



Allvarliga händelser som inträffar under användning skall rapporteras till Swereco AB.

**Återvinning:** Då produkten är uttjänt återvinns den som plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

**Skötselansvisning:** rengörs regelbundet och vid behov (minst 1 gång/månad) med tvållösning, pH 5-9. Kontrollera att antihalkskydden sitter fast ordentligt

### Reservdelar:

Art nr 14291010 handtag badbräda Trygg  
 14291030 antihalkgummi badbräda Trygg

art nr 14291020 justeringsfot badbräda Trygg  
 art nr 14291015 skruvbricka badbräda Trygg



Max säker brukarvikt

Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter

**Swereco AB**  
 Vagnvägen 4  
 SE-364 42 Lenhovda  
 Tel: +46 (0)8 5000 5240  
[info@swereco.com](mailto:info@swereco.com)