

GRIPTÅNG NÅFRAM, AKTIV

Artikelnummer: 151240, 151250, 151260,
151270, 151280, 151300

Avsedd användning: Griptången är ett hjälpmedel avsedd för att nå och plocka upp saker.

Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Griptången är ej till för att lyfta tunga föremål. Detta då tunga föremål kan orsaka skada på personer och egendom om brukaren tappar föremålet.
- Griptången får ej användas till att vrida, bryta eller dra i andra föremål.
- Länkarna som går till gripklon är rörliga och utgör därav en klämmrisk om brukaren placerar fingrarna mellan länkarmen och bygel.
- Magneterna som sitter i änden av handtaget kan påverka andra föremål. Exempelvis kan magneterna utgöra en risk för att avmagnetisera kerditkort om denna läggs för nära.
- Kontrollera hättorna på griptången före användning, skadade eller utslitna hättor kan innebära ett försämrat grepp.
- Skadade eller utslitna hättor på gripklon skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.

Teknisk specifikation

Art. nr: 151240 grå	Art. nr: 151250 gul	Art. nr: 151260 grön	Art. nr: 151270 röd	Art. nr: 151280 blå	Art. nr: 151300 svart
Längd: 40 cm Vikt: 0,19 kg	Längd: 50 cm Vikt: 0,22 kg	Längd: 60 cm Vikt: 0,24 kg	Längd: 70 cm Vikt: 0,27 kg	Längd: 80 cm Vikt: 0,28 kg	Längd: 100 cm Vikt: 0,34 kg

Material: Stålrör, högfriktionsplast (hättor), ABS (handtag)

Skötselanvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvällösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol.

Reservdelar:

Art. nr 151490, Hätta, par

Återvinning:

Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av plast och wellpapp och återvinns i enlighet med detta.



Tillverkad av:
Swereco AB
Vagnvägen 4
SE-364 42 Lenhovda
Tel: +46 (0)8 5000 5240
www.swereco.com
info@swereco.com

Produkten följer EU direktiven MDR
2017/745 och 2007/47/EG för
medicintekniska produkter.

