

Rörelsehjälpmedel • Förflyttningshjälpmedel

Art nr: 148525

**MerryWalk rullbord** är ett hjälpmedel för att enkelt kunna ta med sig olika tillhörigheter t.ex. glas, termoskanna, koppar och brödfat och är avsett för inomhusbruk. MerryWalk har en ram av epoxilackerade stålrör med bordsskiva och undre hyllplan i boklaminat. Handtagens höjd kan ställas i 7 fasta lägen. Rullbordet är försett med fyra länkhjul varav de två bakre är låsbara. Man låser hjulen genom ett enkelt tryck med foten på den svarta pedalen på hjulet. För att låsa upp, tryck den svarta pedalen uppåt med ovansidan av foten.



Rullbordet ska inte användas som gånghjälpmedel eller rullator. Man skall inte luta sig mot det eller lägga sin tyngd mot på handtaget utan Merrywalk rullbord är enbart ett hjälpmedel till att förflytta föremål med genom att rulla bordet framför sig. Merrywalk rullbord bör inte användas av personer med nedsatt rörelseförmåga.

Varumärke	MerryCare
Benämning	MerryWalk rullbord
Art nr	<b>148525</b>
Antal produkter/förpackning	1 st
Höjd upp till brickan	72 cm
Höjd upp till handtagen	75-105 cm
Mått på bricka	B42 x L50 cm
Material	Stomme: Vita epoxilackerade stålrör Hyllplan: Bok Handtagen: Gummi
Tillbehör/reservdel	Avlastningsskiva/övre art nr 148525/3 Låsbart hjul art nr 148525/5 Gummihandtag art nr 148525/6 Ej låsbart hjul art nr 148525/7 Broms art.nr 101
Rengöring	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa
Rengöring mellan brukare	Rengör med desinfektionsmedel med >40% isopropylalkohol
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

#### Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Gör alltid en visuell kontroll innan användning



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 148525



Kontrollera rullbordet regelbundet. Rullbordet skall kasseras och tas ur bruk om det är defekt, har synliga skador eller är utslitet vilket kan medföra risk vid användning. Produkten är inte avsedd att användas som ett gånghjälpmedel eller rullator. Var uppmärksam på trösklar, mattkanter eller andra ojämna underlag eller kanter. Var noga med att hjulen är låsta när vagnen står stilla. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Swereco AB  
Vagnvägen 4  
364 42 Lenhovda

