

SWERECO

**Inkontinensmaterial och Urologiskt
förbrukningsmaterial**

Avtalsnummer:

Absorberande VF2022-00014

Avledande VF2022-00015

Avtalsstart 2024-01-01

Västmanland, Uppsala, Dalarna, Sörmland, Örebro

Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Swereco inom Västmanland, Uppsala, Dalarna, Sörmland, Örebro.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida www.swereco.com där ni finner vårt övriga sortiment.

Kan vi underlätta för dig?

Besök vår hemsida: www.swereco.com

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda

Tel: 08-5000 5240

SWERECO

Inkontinensmaterial

(Gäller myndighet; Västmanland, Uppsala, Dalarna, Sörmland och Örebro)



Saniline Normal är ett unikt specialtiesydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C normal
Art nr	7471
Antal produkter/förpackning	14 st
Antal produkter/transportförpackning	168 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	83 ml
Mått	B8,5 x L22,5 cm



Saniline Super with wings är ett unikt specialtiesydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C super with wings
Art nr	7473
Antal produkter/förpackning	12 st
Antal produkter/transportförpackning	144 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	113 ml
Mått	B14,5 x L25,8 cm



Saniline Maxi with wings är ett unikt specialtiesydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C maxi with wings
Art nr	7475
Antal produkter/förpackning	10 st
Antal produkter/transportförpackning	120 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	143 ml
Mått	B15 x L30,2 cm





Saniform herr nr. 1-5 är ett inkontinensskydd för män med små till stora urinläckage.

Fixering av skyddet bör göras med en fixeringsbyxa eller tätsittande kalsong.

Inkontinensskyddet innehåller superabsorbenter som förhindrar dålig lukt.

Varumärke	Saniform				
Benämning	Saniform herr nr. 1	Saniform herr nr. 2	Saniform herr nr. 3	Saniform herr nr. 4	Saniform herr nr. 5
Art nr	2730	2720	2700	2725	2710
Mått	B7,5-12 x L14 cm	B8-13 x L14 cm	B9-13 x L14 cm	B7-16 x L14 cm	B7-12 x L15 cm
Antal produkter/förpackning	30 st	30 st	25 st	25 st	40 st
Antal produkter/transportförpackning	120 st	120 st	100 st	100 st	160 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	175 ml	234 ml	308 ml	327 ml	345 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	58,3 ml	78 ml	102,6 ml	109 ml	115 ml



Sanisoft normal är ett inkontinensskydd för personer med droppinkontinens. Sanisoft

Normal är ett tunt, diskret och mjukt inkontinensskydd utan vingar. Skyddet innehåller

superabsorbenter som förhindrar dålig lukt.

Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft normal
Art nr	3531
Mått	B6 x L22,5 cm
Antal produkter/förpackning	20 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	214 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	71,3 ml



Sanisoft extra är ett inkontinensskydd för personer med lätt inkontinens. Sanisoft Extra är ett

tunt, diskret och extra mjukt inkontinensskydd utan vingar. Skyddet innehåller superabsorbenter

som förhindrar dålig lukt.

Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft extra
Art nr	3532
Mått	B7,5 x L30 cm
Antal produkter/förpackning	20 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	315 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	105 ml






5	5126-3
	XXXL
e	Lila
cm	110-180 cm
m	70-90 cm

	4610V
	XXX
	Lila
	120-160
	75-100

5	47
	XX
	v
cm	130-
m	80-1

Varumärke	Sanifix							
Benämning	Sanifix Standard utan ben							
Art nr	4045-5	4145-5	4245-5	4345-5	4445-5	4545-5	4645-5	4745-5
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila	Vit
Mått midja	48-75 cm	55-80 cm	70-95 cm	80-120 cm	90-130 cm	100-155 cm	120-160 cm	130-180 cm
Mått lårvidd	24-40 cm	35-55 cm	45-60 cm	55-65 cm	60-75 cm	70-80 cm	75-90 cm	80-100 cm
Antal / förpackning	5 st							
Material	87 % Polyester, 13 % Spandex							
Krympning	<5%							

Sanifix benfixering är avsedd för att kunna fixera urinuppsamlings påsar.
Benfixeringen passar till både höger och vänster ben samt antingen låret eller vaden.
Kan tvättas 25 gånger i 60 grader .



Varumärke	Sanifix					
Benämning	Sanifix benfixering för urinpåse					
Art nr	9100	9101	9102	9103	9104	9105
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Vit
Mått benöppning	20-30 cm	24-39 cm	36-55 cm	40-70 cm	65-95 cm	75-105 cm
Antal / förpackning	3 st					
Material	76 % Polyester, 24 % Spandex					
Krympning	<5%					

Sanifix absorberande boxertrosa är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för barn. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.

Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix absorberande boxertrosa				
Art nr	6401	6402	6403	6404	6405
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år och uppåt
Mått höft/stuss	46-54 cm	52-64 cm	54-66 cm	56-70 cm	64-84 cm
Mått midja	40-50 cm	44-60 cm	50-64 cm	54-68 cm	60-80 cm
Mått benöppning	28-36 cm	30-40 cm	32-42 cm	34-44 cm	36-46 cm
Antal / förpackning	1 st				
Absorptionskapacitet praktiskt	66,6 ml				
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex				



Sanifix absorberande boxershorts är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för barn. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.

Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix absorberande boxershorts				
Art nr	6411	6412	6413	6414	6415
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år och uppåt
Mått höft/stuss	52-68 cm	60-74 cm	64-76 cm	66-80 cm	76-84 cm
Mått midja	46-62 cm	50-64 cm	52-66 cm	58-72 cm	64-80 cm
Mått benöppning	26-40 cm	28-42 cm	30-44 cm	32-46 cm	36-48 cm
Antal / förpackning	1 st				
Absorptionskapacitet praktiskt	66,6 ml				
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex				



Sanifix absorberande trosa är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för vuxna. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.



Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix absorberande trosa						
Art nr	6420	6421	6422	6423	6424	6425	6426
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Mått höft/stuss	68-92 cm	72-98 cm	78-104 cm	80-108 cm	88-112 cm	90-118 cm	92-120 cm
Mått midja	58-80 cm	60-90 cm	66-95 cm	70-100 cm	74-108 cm	80-112 cm	88-120 cm
Mått benöppning	44-60 cm	46-65 cm	50-70 cm	52-75 cm	54-80 cm	56-85cm	60-90 cm
Antal / förpackning	1 st						
Absorptionskapacitet praktiskt	66,6 ml						
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex						

Sanifix absorberande boxersshorts är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för vuxna. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.



Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix absorberande boxersshorts						
Art nr	6570	6571	6572	6573	6574	6575	6576
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Mått höft/stuss	70-84 cm	80-100 cm	86-110 cm	98-120cm	104-130 cm	110-140 cm	120-150 cm
Mått midja	60-80 cm	66-90 cm	74-100 cm	88-114 cm	92-120 cm	98-130 cm	110-150 cm
Mått benöppning	32-44 cm	40-52 cm	44-56 cm	50-60 cm	54-64 cm	58-68 cm	60-70 cm
Antal / förpackning	1 st						
Absorptionskapacitet praktiskt	116,6 ml						
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex						

Saniline urinflaska med lock kan användas av män som har svårt att ta sig till toaletten. Den kan användas i liggandes, ståendes eller i sittandes ställning. Flaskan rymmer 1000 ml och har tydlig volymangivelse graderad i 100 ml intervaller.

Varumärke	Sanicare	
Benämning	Saniline urinflaska med lock, PE, 1000 ml	Reservlock till urinflaska Saniline 2901
Art nr	2901	2903 (lock)
Material	Polyeten	Polypropen
Antal / förpackning	1 st	
Rengöring	Tål värmedesinfektion upp till 90°C	





Varumärke	Absorba							
Benämning	Absorba madrasskydd, vätskespärr							
Art nr	12082	12092	12112	12122	12123	12124	12125	12126
Storlek	B60 x L120 cm	B90 x L200 cm	B105 x L200 cm	B120 x L200 cm	B140 x L200 cm	B160 x L200 cm	B180 x L200 cm	B200 x B200 cm
Antal / förpackning	1 st							
Material	52 % Polyester, 48 % Bomull							
Material spärrskikt	100 % Polyuretan							



Vid produktfrågor – kontakta vår produktchef

Lotta Kullenkrona

lotta.kullenkrona@swereco.com

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda

Tel. 08-5000 5240,

Email. order@swereco.com

SWERECO