

SWERECO

Örebro Kommun, Enskilt boende



Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Swereco AB inom Örebro Kommun Enskilt boende.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida www.swereco.com där ni finner vårt övriga sortiment.

Hälsningar Swereco AB

Kontakt:

Swereco AB

Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

Tel: 08 - 5000 52 40
e-mail: order@swereco.com

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda. Tel: (+46) 08-5000 5240
Email: order@swereco.com. Hemsida: www.swereco.com



Saniline C Normal är ett unikt specialtiesydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C normal
Art nr	7471
Antal produkter/förpackning	14 st
Antal produkter/transportförpackning	168 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	83 ml
Mått	B8,5 x L22,5 cm



Saniline C Maxi with wings är ett unikt specialtiesydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C maxi with wings
Art nr	7475
Antal produkter/förpackning	10 st
Antal produkter/transportförpackning	120 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	143 ml
Mått	B15 x L30,2 cm



Saniform herr nr. 1-5 är ett inkontinensskydd för män med små till stora urinläckage. Fixering av skyddet bör göras med en fixeringsbyxa eller tätsittande kalsong. Inkontinensskyddet innehåller superabsorbenter som förhindrar dålig lukt.

Varumärke	Saniform			
Benämning	Saniform herr nr. 1	Saniform herr nr. 2	Saniform herr nr. 3	Saniform herr nr. 5
Art nr	2730	2720	2700	2710
Mått	B7,5-12 x L14 cm	B8-13 x L14 cm	B9-13 x L14 cm	B7-12 x L15 cm
Antal produkter/förpackning	30 st	30 st	25 st	40 st
Antal produkter/transportförpackning	120 st	120 st	100 st	160 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	175 ml	234 ml	308 ml	345 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	58,3 ml	78 ml	102,6 ml	115 ml








Sanifix benfixering är avsedd för att kunna fixera urinuppsamlings påsar.
Benfixeringen passar till både höger och vänster ben samt antingen låret eller vaden.
Kan tvättas 25 gånger i 60 grader .



Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix benfixering för urinpåse				
Art nr	9100	9101	9102	9103	9104
Storlek	XS	S	M	L	XL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön
Mått benöppning	20-30 cm	24-39 cm	36-55 cm	40-70 cm	65-95 cm
Antal / förpackning	3 st				
Material	76 % Polyester, 24 % Spandex				
Krympning	<5%				

Sittskydd i velour med vätskespär och antihalkbeläggning är ett skydd som förhindrar läckage på möblerna. Sittskyddet har ett spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Kan tvättas ca 450 gånger i 90 grader. Antihalkbeläggning på undersidan. Tvättas innan användning.



Varumärke	Absorba	
Benämning	Absorba anti-halksittskydd	
Art nr	1294AH	1299AH
Färg	Svart	Svart
Mått	B45 x L60 cm	B45 x L45 cm
Absorptionskapacitet	755 ml	600 ml
Antal / förpackning	1 st	
Material	100 % Polyester 65 % Polyester, 35 % Rayon Polyuretan 100 % Polyester Skummix	
Sittyta		
Absorptionsskikt		
Spärrskikt		
Baksida		
Antihalk		



Vårt bassortiment av lakansskydd innehåller lakanskydd i olika kvalitéer och storlekar. Alla lakansskydden har en kärna av högabsorberande material och en vätsketät spärrskikt i botten. Samtliga lakanskydd är laminerade vilket resulterar i en slät bäddyta. Det som skiljer lakansskydden åt är ytskiktet då detta är olika beroende vilken egenskap samt komfort du önskar. Kan tvättas ca 450 gånger i 90 grader.



	Absorba madrasskydd med vätskespär
Varumärke	Absorba
Benämning	Eldner
Lakansskyddets egenskap	Lakansskydd som är bra för små läckage, ett all-around skydd
Art.nr	1169-S
Totalyta	B190 x L85 cm
Liggyta	B90 x L85 cm
Material liggyta	50% bomull, 50% Polyester
Absorptionskapacitet SS8760033:2015	1537 ml (+/- 43 ml)
Antal / förpackning	1 st



Vid produktfrågor—kontakta vår produktchef

Lotta Kullenkrona

lotta.kullenkrona@swereco.com

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda

Tel. 08-5000 5240,

Email. order@swereco.com

SWERECO