

SWERECO

Inkontinens



Kalmar län

Avtalsnummer 130-18-25

Avtalsstart 2025-09-01

Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Swereco inom Kalmar län.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida www.swereco.com där ni finner vårt övriga sortiment.

Kan vi underlätta för dig?

Besök vår hemsida: www.swereco.com

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda

Tel: 08-5000 5240

SWERECO

Saniline C Normal är ett unikt specialtiesydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.



Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C normal
Art nr	7471
Antal produkter/förpackning	14 st
Antal produkter/transportförpackning	168 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	83 ml
Mått	B8,5 x L22,5 cm



Saniline C Maxi with wings är ett unikt specialtiesydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C maxi with wings
Art nr	7475
Antal produkter/förpackning	10 st
Antal produkter/transportförpackning	120 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	143 ml
Mått	B15 x L30,2 cm



Sanisoft normal är ett inkontinensskydd för personer med droppinkontinens. Sanisoft Normal är ett tunt, diskret och mjukt inkontinensskydd utan vingar. Skyddet innehåller superabsorbenter som förhindrar dålig lukt.

Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft normal
Art nr	3531
Mått	B6 x L22,5 cm
Antal produkter/förpackning	20 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	214 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	71,3 ml



Sanisoft extra är ett inkontinensskydd för personer med lätt inkontinens. Sanisoft Extra är ett tunt, diskret och extra mjukt inkontinensskydd utan vingar. Skyddet innehåller superabsorbenter som förhindrar dålig lukt.

Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft extra
Art nr	3532
Mått	B7,5 x L30 cm
Antal produkter/förpackning	20 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	315 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	105 ml





Sanifix Comfort utan ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 100 gånger i 60 grader .

Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix Comfort utan ben						
Art nr	5120-3	5121-3	5122-3	5123-3	5124-3	5125-5	5126-3
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Mått midja	60-90 cm	75-105 cm	80-120 cm	90-130 cm	95-145 cm	105-155 cm	110-180 cm
Mått lårvidd	40-60 cm	44-64 cm	48-68 cm	52-72 cm	56-76 cm	60-84 cm	70-90 cm
Antal / förpackning	3 st						
Material	96 % Polyester, 4 % Spandex						
Krympning	<5%						

Nattdräkt med dragkedja i grenen underlättar vården av dementa patienter med inkontinens. Genom att inkontinensskyddet sitter skyddat minskar risken för läckage och onödiga byten, vilket resulterar i en ostörd nattsömn. Nattdräkten har korta ben.



Varumärke	Sanicare				
Benämning	Sanicare nattdräkt, korta ben, dragkedja gren				
Art nr	6012	6013	6014	6015	6016
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Mått höft	86 cm	94 cm	102 cm	110 cm	118 cm
Mått benöppning	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm
Mått byst	90 cm	96 cm	104 cm	112 cm	120 cm
Antal / fp	1 st				
Material	93% bomull, 7% elastan				
Krympning	<5%				
Tvättråd					
Antal tvättar	Ca 100 tvättar (normal hushållstvätt)				



Sanifix absorberande boxertrosa är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för barn. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.

Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix absorberande boxertrosa				
Art nr	6401	6402	6403	6404	6405
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år och uppåt
Mått höft/stuss	46-54 cm	52-64 cm	54-66 cm	56-70 cm	64-84 cm
Mått midja	40-50 cm	44-60 cm	50-64 cm	54-68 cm	60-80 cm
Mått benöppning	28-36 cm	30-40 cm	32-42 cm	34-44 cm	36-46 cm
Antal / förpackning	1 st				
Absorptionskapacitet praktiskt	66,6 ml				
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex				



Sanifix absorberande boxersshorts är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för barn. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.

Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix absorberande boxersshorts				
Art nr	6411	6412	6413	6414	6415
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år och uppåt
Mått höft/stuss	52-68 cm	60-74 cm	64-76 cm	66-80 cm	76-84 cm
Mått midja	46-62 cm	50-64 cm	52-66 cm	58-72 cm	64-80 cm
Mått benöppning	26-40 cm	28-42 cm	30-44 cm	32-46 cm	36-48 cm
Antal / förpackning	1 st				
Absorptionskapacitet praktiskt	66,6 ml				
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex				





Sanifix absorberande trosa är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för vuxna. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.



Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix absorberande trosa				
Art nr	6421	6422	6423	6424	6425
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Mått höft/stuss	72-98 cm	78-104 cm	80-108 cm	88-112 cm	90-118 cm
Mått midja	60-90 cm	66-95 cm	70-100 cm	74-108 cm	80-112 cm
Mått benöppning	46-65 cm	50-70 cm	52-75 cm	54-80 cm	56-85cm
Antal / förpackning	1 st				
Absorptionskapacitet praktiskt	66,6 ml				
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex				

Sanifix absorberande kalsong är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för vuxna. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.



Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix absorberande kalsong				
Art nr	6541	6542	6543	6544	6545
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Mått höft/stuss	81-88 cm	91-97 cm	102-107 cm	112-117 cm	122-132 cm
Mått midja	56-74 cm	64-84 cm	76-90 cm	80-106 cm	88-120 cm
Mått benöppning	46-58 cm	54-64 cm	58-70 cm	62-80 cm	70-88 cm
Antal / förpackning	1 st				
Absorptionskapacitet praktiskt	66,6 ml				
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex				



Saniline urinflaska för kvinnor kan användas av kvinnor som har svårt att ta sig till toaletten. Den är mest lämplig att använda vid liggandes ställning. Flaskan rymmer 800 ml och har tydlig volymangivelse.

Varumärke	Sanicare
Benämning	Saniline urinflaska för kvinnor
Art nr	2905
Material	Polyeten
Antal / förpackning	1 st
Rengöring	Tål värmedesinfektion upp till 90°C



Sanifix benfixering är avsedd för att kunna fixera urinuppsamlings påsar. Benfixeringen passar till både höger och vänster ben samt antingen låret eller vaden. Kan tvättas 25 gånger i 60 grader .

Varumärke	Sanifix
Benämning	Sanifix benfixering för urinpåse
Art nr	9100
Storlek	XS
Färgkod	Röd
Mått benöppning	20-30 cm
Antal / förpackning	3 st
Material	76 % Polyester, 24 % Spandex
Krympning	<5%



Vid produktfrågor – kontakta vår produktchef

Lotta Kullenkrona

lotta.kullenkrona@swereco.com

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda

Tel. 08-5000 5240,

Email. order@swereco.com

SWERECO