

SWERECO

Inkontinensmaterial

Avtalsnummer:

Inkontinensprodukter Ks 1332/2024

Avtalsstart: 2025-11-01

Örebro kommuner

Örebro, Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors,
Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekebergs, Lindesberg, Ljusnarsberg

Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Swereco inom Örebros kommuner.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida www.swereco.com där ni finner vårt övriga sortiment.

Kan vi underlätta för dig?

Besök vår hemsida: www.swereco.com

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda

Tel: 08-5000 5240

Email: order@swereco.com

SWERECO

Saniline C Normal är ett unikt specialskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt neutraliseras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C normal
Art nr	7471
Antal produkter/förpackning	14 st
Antal produkter/transportförpackning	168 st
Praktisk abs.kap ISO 11948-1:2022	28 ml
Mått	B8,5 x L22,5 cm



Saniline C Super with wings är ett unikt specialskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt neutraliseras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C super with wings
Art nr	7473
Antal produkter/förpackning	12 st
Antal produkter/transportförpackning	144 st
Praktisk abs.kap ISO 11948-1:2022	33 ml
Mått	B14,5 x L25,8 cm



Saniline C Maxi with wings är ett unikt specialskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt neutraliseras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C maxi with wings
Art nr	7475
Antal produkter/förpackning	10 st
Antal produkter/transportförpackning	120 st
Praktisk abs.kap ISO 11948-1:2022	42 ml
Mått	B15 x L30,2 cm



Saniline C Mini är ett unikt specialtiesdd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt neutraliseras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C Mini
Art nr	7470
Antal produkter/förpackning	16 st
Antal produkter/transportförpackning	160 st
Praktisk abs.kap ISO 11948-1:2022	12 ml
Mått	B6,6 x L17,5 cm



Sittskydd i velour med vätskespärr och antihalkbeläggning är ett skydd som förhindrar läckage på möblerna. Sittskyddet har ett spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Kan tvättas ca 450 gånger i 90 grader.

Antihalkbeläggning på undersidan. Tvättas innan användning.

Varumärke	Absorba	
Benämning	Absorba anti-halksittskydd	
Art nr	1294AH	1299AH
Färg	Svart	Svart
Mått	B45 x L60 cm	B45 x L45 cm
Absorptionskapacitet	755 ml	600 ml
Antal / förpackning	1 st	
Material	100 % Polyester 65 % Polyester, 35 % Rayon Polyuretan 100 % Polyester Skummix	
Sittyta		
Absorptionsskikt		
Spärrskikt		
Baksida		
Antihalk		



Lakansskydd Eldner är ett lakansskydd för personer med urinläckage. Lakansskyddet bäddas i sängen och absorberar urin samt skyddar sängens madrass mot urinläckage.

Bädda alltid in bäddflikarna under madrassen för bästa komfort och säkerhet.

Kan tvättas ca 450 gånger i 90 grader.

	Absorba lakansskydd med vätskespärr
Varumärke	Absorba
Benämning	Eldner
Lakansskyddets egenskap	Lakansskydd som är bra för små läckage, ett all-around skydd
Art.nr	1169-S
Totalyta	B190 x L85 cm
Liggyta	B90 x L85 cm
Material liggyta	50% bomull, 50% Polyester
Absorptionskapacitet SS8760033:2015	1537 ml (+/- 43 ml)
Antal/förpackning	1 st



Saniform herr nr. 1-5 är ett inkontinensskydd för män med små till stora urinläckage.

Fixering av skyddet bör göras med en fixeringsbyxa eller tätsittande kalsong.

Inkontinensskyddet innehåller superabsorbenter som förhindrar dålig lukt.

Varumärke	Saniform			
Benämning	Saniform herr nr. 1	Saniform herr nr. 2	Saniform herr nr. 3	Saniform herr nr. 5
Art nr	2730	2720	2700	2710
Mått	B7,5-12 x L14 cm	B8-13 x L14 cm	B9-13 x L14 cm	B7-12 x L15 cm
Antal produkter/förpackning	30 st	30 st	25 st	40 st
Antal produkter/transportförpackning	120 st	120 st	100 st	160 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	175 ml	234 ml	308 ml	345 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	58,3 ml	78 ml	102,6 ml	115 ml



Sanifix benfixering är avsedd för att kunna fixera urinuppsamlings påsar.

Benfixeringen passar till både höger och vänster ben samt antingen låret eller vaden. Kan tvättas 25 gånger i 60 grader.

Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix benfixering för urinpåse				
Art nr	9100	9101	9102	9103	9104
Storlek	XS	S	M	L	XL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön
Mått benöppning	20-30 cm	24-39 cm	36-55 cm	40-70 cm	65-95 cm
Antal / förpackning	3 st				
Material	76 % Polyester, 24 % Spandex				
Krympning	<5%				



Vid produktfrågor – kontakta vår produktchef

Lotta Kullenkrona

lotta.kullenkrona@swereco.com

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda

Tel. 08-5000 5240,

Email. order@swereco.com

SWERECO