

SWERECO

Inkontinens



Region Kronoberg, Blekinge

DNR 2019.01049

Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Swereco inom Region Blekinge och Kronoberg.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida www.swereco.com där ni finner vårt övriga sortiment.

SWERECO

Saniline C Normal är ett unikt specialskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt neutraliseras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C normal
Art nr	7471
Antal produkter/förpackning	14 st
Antal produkter/transportförpackning	168 st
Praktisk abs.kap ISO 11948-1:2022	28 ml
Mått	B8,5 x L22,5 cm



Saniline C Super with wings är ett unikt specialskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt neutraliseras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C super with wings
Art nr	7473
Antal produkter/förpackning	12 st
Antal produkter/transportförpackning	144 st
Praktisk abs.kap ISO 11948-1:2022	33 ml
Mått	B14,5 x L25,8 cm



Saniline C Maxi with wings är ett unikt specialskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt neutraliseras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C maxi with wings
Art nr	7475
Antal produkter/förpackning	10 st
Antal produkter/transportförpackning	120 st
Praktisk abs.kap ISO 11948-1:2022	42 ml
Mått	B15 x L30,2 cm



Sanifix Standard med ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 25 gånger i 60 grader .



Varumärke	Sanifix					
Benämning	Sanifix Standard med ben					
Art nr	4010V-5	4110V-5	4210V-5	4310V-5	4410V-5	4510V-5
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange
Mått midja	60-90 cm	70-100 cm	80-110 cm	90-120 cm	100-130 cm	115-150 cm
Mått lårvidd	40-55 cm	45-60 cm	50-65 cm	55-70 cm	60-75 cm	65-85 cm
Antal /	5 st					
Material	94 % Polyester, 6 % Spandex					
Krympning	<5%					

Sanifix absorberande boxershorts är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för barn. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.

Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix absorberande boxershorts				
Art nr	6411	6412	6413	6414	6415
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år och
Mått höft/stuss	52-68 cm	60-74 cm	64-76 cm	66-80 cm	76-84 cm
Mått midja	46-62 cm	50-64 cm	52-66 cm	58-72 cm	64-80 cm
Mått benöppning	26-40 cm	28-42 cm	30-44 cm	32-46 cm	36-48 cm
Antal / förpackning	1 st				
Absorptionskapacitet	66,6 ml				
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex				



Sanifix absorberande boxertrosa är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för barn. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.

Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix absorberande boxertrosa				
Art nr	6401	6402	6403	6404	6405
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år och
Mått höft/stuss	46-54 cm	52-64 cm	54-66 cm	56-70 cm	64-84 cm
Mått midja	40-50 cm	44-60 cm	50-64 cm	54-68 cm	60-80 cm
Mått benöppning	28-36 cm	30-40 cm	32-42 cm	34-44 cm	36-46 cm
Antal / förpackning	1 st				
Absorptionskapacitet praktiskt	66,6 ml				
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex				



Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix absorberande trosa						
Art nr	6420	6421	6422	6423	6424	6425	6426
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Mått höft/stuss	68-92 cm	72-98 cm	78-104 cm	80-108 cm	88-112 cm	90-118 cm	92-120 cm
Mått midja	58-80 cm	60-90 cm	66-95 cm	70-100 cm	74-108 cm	80-112 cm	88-120 cm
Mått benöppning	44-60 cm	46-65 cm	50-70 cm	52-75 cm	54-80 cm	56-85cm	60-90 cm
Antal / förpackning	1 st						
Absorptionskapacitet	66,6 ml						
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex						


Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix absorberande kalsong						
Art nr	6540	6541	6542	6543	6544	6545	6546
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Mått höft/stuss	71-79 cm	81-88 cm	91-97 cm	102-107 cm	112-117 cm	122-132 cm	137-147 cm
Mått midja	54-70 cm	56-74 cm	64-84 cm	76-90 cm	80-106 cm	88-120 cm	100-146 cm
Mått benöppning	42-52 cm	46-58 cm	54-64 cm	58-70 cm	62-80 cm	70-88 cm	80-100 cm
Antal / förpackning	1 st						
Absorptionskapacitet	66,6 ml						
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex						

A pair of black boxer shorts, shown from the back, hanging from a hanger.

Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix absorberande boxershorts						
Art nr	6570	6571	6572	6573	6574	6575	6576
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Mått höft/stuss	70-84 cm	80-100 cm	86-110 cm	98-120cm	104-130 cm	110-140 cm	120-150 cm
Mått midja	60-80 cm	66-90 cm	74-100 cm	88-114 cm	92-120 cm	98-130 cm	110-150 cm
Mått benöppning	32-44 cm	40-52 cm	44-56 cm	50-60 cm	54-64 cm	58-68 cm	60-70 cm
Antal / förpackning	1 st						
Absorptionskapacitet	116,6 ml						
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex						

Sittskydd i velour med vätskespärr och antihalkbeläggning är ett skydd som förhindrar läckage på möblerna. Sittskyddet har ett spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Kan tvättas ca 450 gånger i 90 grader. Antihalkbeläggning på undersidan. Tvättas innan användning.

Varumärke	Absorba			
Benämning	Absorba anti-halsittskydd			
Art nr	1293AH	1294AH	1296AH	1299AH
Färg	Blå	Svart	Blå	Svart
Mått	B45 x L60 cm		B45 x L45 cm	
Absorptionskapacitet	755 ml		600 ml	
Antal / förpackning	1 st			
Material				
Sittyta	100 % Polyester			
Absorptionsskikt	65 % Polyester, 35 % Rayon			
Spärrskikt	Polyuretan			
Baksida	100 % Polyester			



Madrasskydd med vätskespärr är ett skydd för din madrass med resår. Det tvättbara madrassskyddet skyddar mot väta, fläckar och nedsmutsning. Madrassskyddet förhindrar även att damm och kvalster vandrar upp i sängkläderna. Kan tvättas ca 100 gånger i 90 grader.



Varumärke	Absorba						
Benämning	Absorba madrasskydd, vätskespärr						
Art nr	12092	12112	12122	12123	12124	12125	12126
Storlek	B90 x L200 cm	B105 x L200 cm	B120 x L200 cm	B140 x L200 cm	B160 x L200 cm	B180 x L200 cm	B200 x B200 cm
Antal /	1 st						
Material	52 % Polyester, 48 % Bomull						
Material	100 % Polyuretan						

Nattdräkt med öppning på höger axel underlättar vården av dementa patienter med inkontinens. Genom att inkontinensskyddet sitter skyddat minskar risken för läckage och onödiga byten, vilket resulterar i en ostörd nattsömn. Nattdräkten har korta ben.



Varumärke	Sanicare						
Benämning	Sanicare nattdräkt, korta ben, knäppning hö. axel						
Art nr	6099	6100	6101	6102	6103	6104	6105
Storlek	XXS/130	XS/150	S	M	L	XL	XXL
Mått höft	70 cm	78 cm	86 cm	94 cm	102 cm	110 cm	118 cm
Mått benöppning	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm
Mått byst	76 cm	81 cm	86 cm	94 cm	100 cm	110 cm	120 cm
Antal / fp	1 st						
Material	93% bomull, 7% elastan						
Krympning	<5%						
Tvättråd							
Antal tvättar	Ca 100 tvättar (normal hushållstvätt)						



Vid produktfrågor – kontakta vår produktchef

Lotta Kullenkrona

lotta.kullenkrona@swereco.com

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda

Tel. 08-5000 5240,

Email. order@swereco.com

SWERECO