

SWERECO

Jämtland/Härjedalen



Inkontinens

HSN 745-2021

Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Swereco inom Jämtland/Härjedalen.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida www.swereco.com där ni finner vårt övriga sortiment.

Kan vi underlätta för dig?

Besök vår hemsida: www.swereco.com

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda

Tel: 08-5000 5240

Email: order@swereco.com

Sanisoft mini är ett inkontinensskydd för personer med droppinkontinens. Sanisoft är ett tunt, diskret och mjukt inkontinensskydd med vingar. Skyddet innehåller superabsorbenter som förhindrar dålig lukt.

Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft mini
Art nr	3530
Mått	B7-14 x L22,5 cm
Antal produkter/förpackning	28 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	99 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	33 ml



Saniline C Normal är ett unikt specialtieskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.



Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C normal
Art nr	7471
Antal produkter/förpackning	14 st
Antal produkter/transportförpackning	168 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	83 ml
Mått	B8,5 x L22,5 cm



Saniline C Maxi with wings är ett unikt specialtieskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C maxi with wings
Art nr	7475
Antal produkter/förpackning	10 st
Antal produkter/transportförpackning	120 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	143 ml
Mått	B15 x L30,2 cm



Saniline urinflaska med lock kan användas av män som har svårt att ta sig till toaletten. Den kan användas i liggandes, ståendes eller i sittandes ställning. Flaskan rymmer 1000 ml och har tydlig volymangivelse graderad i 100 ml intervaller.

Varumärke	Sanicare	
Benämning	Saniline urinflaska med lock, PE, 1000 ml	Reservlock till urinflaska Saniline 2901
Art nr	2901	2903 (lock)
Material	Polyeten	Polypropen
Antal / förpackning	1 st	
Rengöring	Tål värmedesinfektion upp till 90°C	



Saniline urinflaska för kvinnor kan användas av kvinnor som har svårt att ta sig till toaletten. Den är mest lämplig att använda vid liggandes ställning. Flaskan rymmer 800 ml och har tydlig volymangivelse.

Varumärke	Sanicare
Benämning	Saniline urinflaska för kvinnor
Art nr	2905
Material	Polyeten
Antal / förpackning	1 st
Rengöring	Tål värmedesinfektion upp till 90°C





Nattdräkt med tryckknappar i grenen underlättar vården av dementa patienter med inkontinens. Genom att inkontinensskyddet sitter skyddat minskar risken för läckage och onödiga byten, vilket resulterar i en ostörd nattsömn. Nattdräkten har korta ben.

Varumärke	Sanicare						
Benämning	Sanicare nattdräkt, korta ben, knäppning gren						
Art nr	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006
Storlek	XXS/130	XS/150	S	M	L	XL	XXL
Mått höft	70 cm	78 cm	86 cm	94 cm	102 cm	110 cm	118 cm
Mått benöppning	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm
Mått byst	82 cm	86 cm	90 cm	94 cm	108 cm	112 cm	116 cm
Antal / fp	1 st						
Material	93% bomull, 7% elastan						
Krympning	<5%						
Tvättråd							
Antal tvättar	Ca 100 tvättar (normal hushållstvätt)						

Nattdräkt med öppning på höger axel underlättar vården av dementa patienter med inkontinens. Genom att inkontinensskyddet sitter skyddat minskar risken för läckage och onödiga byten, vilket resulterar i en ostörd nattsömn.

Nattdräkten har långa ben.



Varumärke	Sanicare						
Benämning	Sanicare nattdräkt, långa ben, knäppning hö. axel						
Art nr	6199	6200	6201	6202	6203	6204	6205
Storlek	XXS/130	XS/150	S	M	L	XL	XXL
Mått höft	70 cm	78 cm	86 cm	94 cm	102 cm	110 cm	118 cm
Mått benöppning	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm
Mått byst	74 cm	80 cm	88 cm	94 cm	104 cm	112 cm	120 cm
Antal / fp	1 st						
Material	93% bomull, 7% elastan						
Krympning	<5%						
Tvättråd							
Antal tvättar	Ca 100 tvättar (normal hushållstvätt)						



Nattdräkt med öppning på höger axel underlättar vården av dementa patienter med inkontinens. Genom att inkontinensskyddet sitter skyddat minskar risken för läckage och onödiga byten, vilket resulterar i en ostörd nattsömn. Nattdräkten har korta ben.

Varumärke	Sanicare						
Benämning	Sanicare nattdräkt, korta ben, knäppning hö. axel						
Art nr	6099	6100	6101	6102	6103	6104	6105
Storlek	XXS/130	XS/150	S	M	L	XL	XXL
Mått höft	70 cm	78 cm	86 cm	94 cm	102 cm	110 cm	118 cm
Mått benöppning	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm
Mått byst	76 cm	81 cm	86 cm	94 cm	100 cm	110 cm	120 cm
Antal / fp	1 st						
Material	93% bomull, 7% elastan						
Krympning	<5%						
Tvättråd							
Antal tvättar	Ca 100 tvättar (normal hushållstvätt)						

Sanifix Standard med ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 25 gånger i 60 grader .



Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix Standard med ben						
Art nr	4010V-5	4110V-5	4210V-5	4310V-5	4410V-5	4510V-5	4610V-5
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Mått midja	60-90 cm	70-100 cm	80-110 cm	90-120 cm	100-130 cm	115-150 cm	120-160 cm
Mått lårvidd	40-55 cm	45-60 cm	50-65 cm	55-70 cm	60-75 cm	65-85 cm	75-100 cm
Antal / förpackning	5 st						
Material	94 % Polyester, 6 % Spandex						
Krympning	<5%						



Sanifix Standard utan ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 25 gånger i 60 grader .

Varumärke	Sanifix					
Benämning	Sanifix Standard utan ben					
Art nr	4145-5	4245-5	4345-5	4445-5	4545-5	4645-5
Storlek	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Färgkod	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Mått midja	55-80 cm	70-95 cm	80-120 cm	90-130 cm	100-155 cm	120-160 cm
Mått lårvidd	35-55 cm	45-60 cm	55-65 cm	60-75 cm	70-80 cm	75-90 cm
Antal / förpackning	5 st					
Material	87 % Polyester, 13 % Spandex					
Krympning	<5%					



Sanifix Bas utan ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd.

Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 50 gånger i 60 grader .



Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix Bas utan ben						
Art nr	4120-5	4121-5	4122-5	4123-5	4124-5	4125-5	4126-5
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Mått midja	65-90 cm	75-100 cm	85-110 cm	95-120 cm	105-130 cm	115-150 cm	125-165 cm
Mått lårvidd	38-52 cm	40-54 cm	42-58 cm	44-60 cm	46-64 cm	50-70 cm	54-80 cm
Antal / förpackning	5 st						
Material	94 % Polyester, 6 % Spandex						
Krympning	<5%						

Sanifix Bas med ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 50 gånger i 60 grader .



Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix Bas med ben						
Art nr	4010-5	4110-5	4210-5	4310-5	4410-5	4510-5	4610-5
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Mått midja	65-90 cm	75-100 cm	85-110 cm	95-120 cm	105-130 cm	115-150 cm	125-165 cm
Mått lårvidd	40-52 cm	44-60 cm	48-66 cm	50-70 cm	54-74 cm	58-80 cm	60-90 cm
Antal / förpackning	5 st						
Material	94 % Polyester, 6 % Spandex						
Krympning	<5%						

Sanifix benfixering är avsedd för att kunna fixera urinuppsamlings påsar.
Benfixeringen passar till både höger och vänster ben samt antingen låret eller vaden.
Kan tvättas 25 gånger i 60 grader .



Varumärke	Sanifix			
Benämning	Sanifix benfixering för urinpåse			
Art nr	9101	9102	9103	9104
Storlek	S	M	L	XL
Färgkod	Gul	Blå	Brun	Grön
Mått benöppning	24-39 cm	36-55 cm	40-70 cm	65-95 cm
Antal / förpackning	3 st			
Material	76 % Polyester, 24 % Spandex			
Krympning	<5%			

Sanifix absorberande boxertrosa är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för barn. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.

Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix absorberande boxertrosa				
Art nr	6401	6402	6403	6404	6405
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år och uppåt
Mått höft/stuss	46-54 cm	52-64 cm	54-66 cm	56-70 cm	64-84 cm
Mått midja	40-50 cm	44-60 cm	50-64 cm	54-68 cm	60-80 cm
Mått benöppning	28-36 cm	30-40 cm	32-42 cm	34-44 cm	36-46 cm
Antal / förpackning	1 st				
Absorptionskapacitet praktiskt	66,6 ml				
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex				



Sanifix absorberande boxersshorts är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för barn. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.

Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix absorberande boxersshorts				
Art nr	6411	6412	6413	6414	6415
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år och uppåt
Mått höft/stuss	52-68 cm	60-74 cm	64-76 cm	66-80 cm	76-84 cm
Mått midja	46-62 cm	50-64 cm	52-66 cm	58-72 cm	64-80 cm
Mått benöppning	26-40 cm	28-42 cm	30-44 cm	32-46 cm	36-48 cm
Antal / förpackning	1 st				
Absorptionskapacitet praktiskt	66,6 ml				
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex				





Sittskydd i velour med vätskespär och antihalkbeläggning är ett skydd som förhindrar läckage på möblerna. Sittskyddet har ett spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Kan tvättas ca 450 gånger i 90 grader. Antihalkbeläggning på undersidan. Tvättas innan användning.

Varumärke	Absorba
Benämning	Absorba anti-halksittskydd
Art nr	1299AH
Färg	Svart
Mått	B45 x L45 cm
Absorptionskapacitet	600 ml
Antal / förpackning	1 st
Material	
Sittyta	100 % Polyester
Absorptionsskikt	65 % Polyester, 35 % Rayon
Spärrskikt	Polyuretan
Baksida	100 % Polyester
Antihalk	Skummix



Vårt bassortiment av lakansskydd innehåller lakanskydd i olika kvalitéer och storlekar. Alla lakanskydden har en kärna av högabsorberande material och en vätsketät spärrskikt i botten. Samtliga lakanskydd är laminerade vilket resulterar i en slät bäddyta. Det som skiljer lakanskydden åt är ytskiktet då detta är olika beroende vilken egenskap samt komfort du önskar. Kan tvättas ca 450 gånger i 90 grader.

	Absorba madrassskydd med vätskespär	
Varumärke	Absorba	
Benämning	Eldner	
Lakansskyddets egenskap	Lakansskydd som är bra för små läckage, ett all-around skydd	
Art.nr	1169-S	1169-M
Totalyta	B190 x L85 cm	B215 x L85 cm
Liggyta	B90 x L85 cm	B115 x L85 cm
Material liggyta	50% bomull, 50% Polyester	
Absorptionskapacitet	1537 ml (+/- 43 ml)	
SS8760033:2015		
Antal / förpackning	1 st	





Vid produktfrågor – kontakta vår produktchef

Lotta Kullenkrona

lotta.kullenkrona@swereco.com

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda

Tel. 08-5000 5240,

Email. order@swereco.com

SWERECO