

SWERECO

Region Östergötland



UC-2023-425

Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Swereco inom Region Östergötland.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida www.swereco.com där ni finner vårt övriga sortiment.

Kan vi underlätta för dig?

Besök vår hemsida: www.swereco.com

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda

Tel: 08-5000 5240

SWERECO



Saniline C Normal är ett unikt specialtieskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C normal
Art nr	7471
Antal produkter/förpackning	14 st
Antal produkter/transportförpackning	168 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	83 ml
Mått	B8,5 x L22,5 cm



Saniline C Super with wings är ett unikt specialtieskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C super with wings
Art nr	7473
Antal produkter/förpackning	12 st
Antal produkter/transportförpackning	144 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	113 ml
Mått	B14,5 x L25,8 cm



Saniline C Maxi with wings är ett unikt specialtieskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C maxi with wings
Art nr	7475
Antal produkter/förpackning	10 st
Antal produkter/transportförpackning	120 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	143 ml
Mått	B15 x L30,2 cm



Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix absorberande trosa						
Art nr	6420	6421	6422	6423	6424	6425	6426
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Mått höft/stuss	68-92 cm	72-98 cm	78-104 cm	80-108 cm	88-112 cm	90-118 cm	92-120 cm
Mått midja	58-80 cm	60-90 cm	66-95 cm	70-100 cm	74-108 cm	80-112 cm	88-120 cm
Mått benöppning	44-60 cm	46-65 cm	50-70 cm	52-75 cm	54-80 cm	56-85cm	60-90 cm
Antal / förpackning	1 st						
Absorptionskapacitet praktiskt	66,6 ml						
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex						

Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix absorberande kalsong						
Art nr	6540	6541	6542	6543	6544	6545	6546
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Mått höft/stuss	71-79 cm	81-88 cm	91-97 cm	102-107 cm	112-117 cm	122-132 cm	137-147 cm
Mått midja	54-70 cm	56-74 cm	64-84 cm	76-90 cm	80-106 cm	88-120 cm	100-146 cm
Mått benöppning	42-52 cm	46-58 cm	54-64 cm	58-70 cm	62-80 cm	70-88 cm	80-100 cm
Antal / förpackning	1 st						
Absorptionskapacitet praktiskt	66,6 ml						
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex						

A pair of black boxer shorts hanging from a hanger.

Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix absorberande boxershorts						
Art nr	6570	6571	6572	6573	6574	6575	6576
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Mått höft/stuss	70-84 cm	80-100 cm	86-110 cm	98-120cm	104-130 cm	110-140 cm	120-150 cm
Mått midja	60-80 cm	66-90 cm	74-100 cm	88-114 cm	92-120 cm	98-130 cm	110-150 cm
Mått benöppning	32-44 cm	40-52 cm	44-56 cm	50-60 cm	54-64 cm	58-68 cm	60-70 cm
Antal / förpackning	1 st						
Absorptionskapacitet praktiskt	116,6 ml						
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex						



Sanifix absorberande boxertrosa är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för barn. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.

Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix absorberande boxertrosa				
Art nr	6401	6402	6403	6404	6405
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år och uppåt
Mått höft/stuss	46-54 cm	52-64 cm	54-66 cm	56-70 cm	64-84 cm
Mått midja	40-50 cm	44-60 cm	50-64 cm	54-68 cm	60-80 cm
Mått benöppning	28-36 cm	30-40 cm	32-42 cm	34-44 cm	36-46 cm
Antal / förpackning	1 st				
Absorptionskapacitet praktiskt	66,6 ml				
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex				



Sanifix absorberande boxershorts är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för barn. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.

Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix absorberande boxershorts				
Art nr	6411	6412	6413	6414	6415
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år och uppåt
Mått höft/stuss	52-68 cm	60-74 cm	64-76 cm	66-80 cm	76-84 cm
Mått midja	46-62 cm	50-64 cm	52-66 cm	58-72 cm	64-80 cm
Mått benöppning	26-40 cm	28-42 cm	30-44 cm	32-46 cm	36-48 cm
Antal / förpackning	1 st				
Absorptionskapacitet praktiskt	66,6 ml				
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex				





Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix Standard med ben				
Art nr	4110V-5	4210V-5	4310V-5	4410V-5	4610V-5
Storlek	S	M	L	XL	XXXL
Färgkod	Gul	Blå	Brun	Grön	Lila
Mått midja	70-100 cm	80-110 cm	90-120 cm	100-130 cm	120-160 cm
Mått lårvidd	45-60 cm	50-65 cm	55-70 cm	60-75 cm	75-100 cm
Antal / förpackning	5 st				
Material	94 % Polyester, 6 % Spandex				
Krympning	<5%				

Varumärke	Sanifix					
Benämning	Sanifix Bas utan ben					
Art nr	4120-5	4121-5	4122-5	4123-5	4124-5	4125-5
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange
Mått midja	65-90 cm	75-100 cm	85-110 cm	95-120 cm	105-130 cm	115-150 cm
Mått lårvidd	38-52 cm	40-54 cm	42-58 cm	44-60 cm	46-64 cm	50-70 cm
Antal / förpackning	5 st					
Material	94 % Polyester, 6 % Spandex					
Krympning	<5%					

Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix Standard med ben						
Art nr	4010V-5	4110V-5	4210V-5	4310V-5	4410V-5	4510V-5	4610V-5
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Mått midja	60-90 cm	70-100 cm	80-110 cm	90-120 cm	100-130 cm	115-150 cm	120-160 cm
Mått lårvidd	40-55 cm	45-60 cm	50-65 cm	55-70 cm	60-75 cm	65-85 cm	75-100 cm
Antal / förpackning	5 st						
Material	94 % Polyester, 6 % Spandex						
Krympning	<5%						



Varumärke	Sanifix			
Benämning	Sanifix benfixering för urinpåse			
Art nr	9101	9102	9103	9104
Storlek	S	M	L	XL
Färgkod	Gul	Blå	Brun	Grön
Mått benöppning	24-39 cm	36-55 cm	40-70 cm	65-95 cm
Antal / förpackning	3 st			
Material	76 % Polyester, 24 % Spandex			
Krympning	<5%			

Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix Comfort med ben						
Art nr	5010-3	5110-3	5210-3	5310-3	5410-3	5510-3	5610-3
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Mått midja	60-90 cm	75-105 cm	80-120 cm	90-130 cm	95-145 cm	105-155 cm	110-180 cm
Mått lårvidd	40-60 cm	44-64 cm	48-66 cm	50-68 cm	54-70 cm	56-74 cm	60-85 cm
Antal / förpackning	3 st						
Material	96 % Polyester, 4 % Spandex						
Krympning	<5%						



Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix Comfort utan ben						
Art nr	5120-3	5121-3	5122-3	5123-3	5124-3	5125-5	5126-3
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Mått midja	60-90 cm	75-105 cm	80-120 cm	90-130 cm	95-145 cm	105-155 cm	110-180 cm
Mått lårvidd	40-60 cm	44-64 cm	48-68 cm	52-72 cm	56-76 cm	60-84 cm	70-90 cm
Antal / förpackning	3 st						
Material	96 % Polyester, 4 % Spandex						
Krympning	<5%						



Saniline urinflaska med lock kan användas av män som har svårt att ta sig till toaletten. Den kan användas i liggandes, ståendes eller i sittandes ställning. Flaskan rymmer 1000 ml och har tydlig volymangivelse graderad i 100 ml intervaller.

Varumärke	Sanicare
Benämning	Saniline urinflaska med lock, PE, 1000 ml
Art nr	2901
Material	Polyeten
Antal / förpackning	1 st
Rengöring	Tål värmedesinfektion upp till 90°C



Saniline urinflaska för kvinnor kan användas av kvinnor som har svårt att ta sig till toaletten. Den är mest lämplig att använda vid liggandes ställning. Flaskan rymmer 800 ml och har tydlig volymangivelse.

Varumärke	Sanicare
Benämning	Saniline urinflaska för kvinnor
Art nr	2905
Material	Polyeten
Antal / förpackning	1 st
Rengöring	Tål värmedesinfektion upp till 90°C



Bäcken med lock är avsedd att användas av personer som har svårigheter att ta sig från sängen till toaletten. Används liggande i säng. Lätt att tömma och göra ren. Tål värmedesinfektion i upp till 130°C.

Varumärke	Sanicare
Benämning	Bäcken med lock, PP, 1000 ml
Art nr	2906
Material	Polypropen
Diameter	31 cm
Volym	2900 ml
Längd inkl handtag	43 cm
Antal / förpackning	1 st
Rengöring flaska och lock	Tål värmedesinfektion upp till 130°C



Vårt bassortiment av lakansskydd innehåller lakansskydd i olika kvalitéer och storlekar. Alla lakansskydden har en kärna av högabsorberande material och en vätsketät spärrskikt i botten. Samtliga lakansskydd är laminerade vilket resulterar i en slät bäddyta. Det som skiljer lakansskydden åt är ytskiktet då detta är olika beroende vilken egenskap samt komfort du önskar. Kan tvättas ca 450 gånger i 90 grader.



	Absorba lakansskydd	
Varumärke	Absorba	
Benämning	Lina	
Lakansskyddets egenskap	Lakansskydd som är bra för större läckage	
Art.nr	1168-S	1168-M
Totalyta	B190 x L85 cm	B215 x L85 cm
Liggyta	B90 x L85 cm	B115 x L85 cm
Material liggyta	100 % Bomull	
Absorptionskapacitet	1782 ml (+/- 56 ml)	
Antal / förpackning	1 st	

Sittskydd i velour med vätskespärr och antihalkbeläggning är ett skydd som förhindrar läckage på möblerna. Sittskyddet har ett spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Kan tvättas ca 450 gånger i 90 grader. Antihalkbeläggning på undersidan. Tvättas innan användning.



Varumärke	Absorba	
Benämning	Absorba anti-halksittskydd	
Art nr	1294AH	
Färg	Svart	
Mått	B45 x L60 cm	
Absorptionskapacitet	755 ml	
Antal / förpackning	1 st	
Material	100 % Polyester	
Sittyta	65 % Polyester, 35 % Rayon	
Absorptionsskikt	Polyuretan	
Spärrskikt	100 % Polyester	
Baksida	Skummix	
Antihalk		

Madrassskydd med vätskespärr är ett skydd för din madrass med resår.

Det tvättbara madrassskyddet skyddar mot väta, fläckar och nedsmutsning. Madrassskyddet förhindrar även att damm och kvalster vandrar upp i sängkläderna. Kan tvättas ca 100 gånger i 90 grader.



Varumärke	Absorba		
Benämning	Absorba madrassskydd, vätskespärr		
Art nr	12092	12112	12122
Storlek	B90 x L200 cm	B105 x L200 cm	B120 x L200 cm
Antal / förpackning	1 st		
Material	52 % Polyester, 48 % Bomull		
Material spärrskikt	100 % Polyuretan		



Vid produktfrågor – kontakta vår produktchef

Lotta Kullenkrona

lotta.kullenkrona@swereco.com

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda

Tel. 08-5000 5240,

Email. order@swereco.com

SWERECO