

SWERECO

Inkontinensmaterial



Avtalsnummer:

Inko SLL520 2026 2024-0273

Avtalsstart: 2026-05-01

Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Swereco inom Region Stockholm.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida www.swereco.com där ni finner vårt övriga sortiment.

Saniline C Normal

Saniline C är ett unikt specialskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol. '

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt neutraliseras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C normal
Art nr	7471
Antal produkter/förpackning	14 st
Antal produkter/ transportförpackning	168 st
Praktisk abs.kap ISO 11948-1:2022	28 ml
Mått	B8,5 x L22,5 cm



Saniline C Super with wings

Saniline C är ett unikt specialskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt neutraliseras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C super with wings
Art nr	7473
Antal produkter/förpackning	12 st
Antal produkter/ transportförpackning	144 st
Praktisk abs.kap ISO 11948-1:2022	33 ml
Mått	B14,5 x L25,8 cm



Saniline C Maxi with wings

Saniline C är ett unikt specialtiesydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt neutraliseras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C maxi with wings
Art nr	7475
Antal produkter/förpackning	10 st
Antal produkter/ transportförpackning	120 st
Praktisk abs.kap ISO 11948-1:2022	42 ml
Mått	B15 x L30,2 cm



Sanifix Bas utan ben

Sanifix Bas utan ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 50 gånger i 60 grader .

Varumärke	Sanifix							
Benämning	Sanifix Bas utan ben							
Art nr	4119-5	4120-5	4121-5	4122-5	4123-5	4124-5	4125-5	4126-5
Storlek	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Färgkod	Grå	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Mått midja	52-80 cm	65-90 cm	75-100 cm	85-110 cm	95-120 cm	105-130 cm	115-150 cm	125-165 cm
Mått lårvidd	32-42 cm	38-52 cm	40-54 cm	42-58 cm	44-60 cm	46-64 cm	50-70 cm	54-80 cm
Antal / förpackning	5 st							
Material	94 % Polyester, 6 % Spandex							
Krympning	<5%							



Sanifix Standard med ben

Sanifix Standard med ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 25 gånger i 60 grader.

Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix Standard med ben						
Art nr	4010V-5	4110V-5	4210V-5	4310V-5	4410V-5	4510V-5	4610V-5
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Mått midja	60-90 cm	70-100 cm	80-110 cm	90-120 cm	100-130 cm	115-150 cm	120-160 cm
Mått lårvidd	40-55 cm	45-60 cm	50-65 cm	55-70 cm	60-75 cm	65-85 cm	75-100 cm
Antal/ förpackning	5 st						
Material	94 % Polyester, 6 % Spandex						
Krympning	<5%						



Sanifix Standard utan ben

Sanifix Standard utan ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 25 gånger i 60 grader.

Varumärke	Sanifix							
Benämning	Sanifix Standard utan ben							
Art nr	4045-5	4145-5	4245-5	4345-5	4445-5	4545-5	4645-5	4745-5
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila	Vit
Mått midja	48-75 cm	55-80 cm	70-95 cm	80-120 cm	90-130 cm	100-155 cm	120-160 cm	130-180 cm
Mått lårvidd	24-40 cm	35-55 cm	45-60 cm	55-65 cm	60-75 cm	70-80 cm	75-90 cm	80-100 cm
Antal / förpackning	5 st							
Material	87 % Polyester, 13 % Spandex							
Krympning	<5%							



Sanifix absorberande boxertrosa

Sanifix absorberande boxertrosa är en absorberande flergångsbyxa med hög kapacitet vid en funktionsnedsättning som droppinkontinens hos användaren.

Modell	Art.nr	Höft	Midja	Benöppning	Vikt/ produkt
3-4 år	6401	46-54 cm	40-50 cm	28-36 cm	39 g
5-6 år	6402	52-64 cm	44-60 cm	30-40 cm	47 g
7-8 år	6403	54-66 cm	50-64 cm	32-42 cm	50 g
9-10 år	6404	56-70 cm	54-68 cm	34-44 cm	52 g
11+ år	6405	64-84 cm	60-80 cm	36-46 cm	62 g



Sanifix absorberande trosa

Sanifix absorberande trosa är en absorberande flergångsbyxa med hög kapacitet vid en funktionsnedsättning som droppinkontinens hos användaren.

Storlek	Art.nr	Höft	Midja	Benöppning	Vikt/ produkt
XS	6420	68-92 cm	71-78 cm	44-60 cm	36 g
S	6421	72-98 cm	81-88 cm	46-65 cm	42 g
M	6422	78-104 cm	91-97 cm	50-70 cm	47 g
L	6423	80-108 cm	102-107 cm	52-75 cm	48 g
XL	6424	88-112 cm	112-117 cm	54-80 cm	51 g
XXL	6425	90-118 cm	122-132 cm	56-85 cm	53 g
XXXL	6426	92-120 cm	137-147 cm	60-90 cm	66 g



Sanifix absorberande boxersshorts

Sanifix absorberande boxersshorts är en absorberande flergångsbyxa med hög kapacitet vid en funktionsnedsättning som droppinkontinens hos användaren.

Modell	Art.nr	Höft	Midja	Benöppning	Vikt/ produkt
XS	6570	70-84 cm	71-78 cm	32-44 cm	88 g
S	6571	80-100 cm	81-88 cm	40-52 cm	132 g
M	6572	86-110 cm	91-97 cm	44-56 cm	145 g
L	6573	93-120 cm	102-107 cm	50-60 cm	158 g
XL	6574	104-130 cm	112-117 cm	54-64 cm	169 g
XXL	6575	110-140 cm	122-132 cm	58-69 cm	189 g
XXXL	6576	120-150 cm	137-142 cm	60-70 cm	224 g



Sanifix absorberande boxersshorts

Sanifix absorberande boxersshorts är en absorberande flergångsbyxa med hög kapacitet vid en funktionsnedsättning som droppinkontinens hos användaren.

Modell	Art.nr	Höft	Midja	Benöppning	Vikt/ produkt
3-4 år	6411	52-68 cm	45-55 cm	26-40 cm	72 g
5-6 år	6412	60-74 cm	50-60 cm	28-42 cm	81 g
7-8 år	6413	64-76 cm	55-66 cm	30-44 cm	82 g
9-10 år	6414	66-80 cm	60-71 cm	32-46 cm	91 g
11+ år	6415	76-84 cm	71-81 cm	36-48 cm	109 g



Lakansskydd Assista

Lakansskydd med en liggyta av frotté är ett lakansskydd som har dubbelsidig polyesterfrotté som är mjukt och skönt att ligga på. Lakansskyddet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet har bäddflikar. Kan tvättas ca 250 gånger i 90 grader.

Varumärke	Swereco
Benämning	Absorba lakansskydd Assista
Art nr	1110
Totalyta	B185 x L75 cm
Liggyta	B85 x L75 cm
Absorptionskapacitet	1205 ml
Antal / förpackning	1 st
Material liggyta	90 % Bomull, 10 % Polyester



Lakansskydd Frej

Lakansskydd utan bäddflikar är lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet har inga bäddflikar. Kan tvättas ca 200 gånger i 90 grader.

Varumärke	Swereco
Benämning	Absorba lakansskydd Frej
Art nr	1221
Totalyta inkl liggyta	B90 x L150 cm
Absorptionskapacitet	3296 ml
Antal / förpackning	1 st
Material liggyta	100 % Polyester



Saniline Urinflaskor

Saniline urinflaskor är avsedda att samla upp urin från personer som har begränsad förmåga att ta sig till toaletten.

Modell	Art.nr	Kapacitet (ml)	Antal/TFP
Man	2901	1000	48
Kvinna	2905	800	60



Urinflaska, man



Urinflaska, kvinna

Saniline Urinflaskehållare med lock

Hållare till urinflaskor är praktisk att hänga på sängkanten eller i badrummet för att lättare nå urinflaskan när det behövs.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline urinflaskehållare
Art nr	2902
Antal / förpackning	1 st
Rengöring flaska och lock	Torka av med desinfektionsmedel



Sittskydd

Sittskydd är ett skydd som förhindrar läckage på möblerna. Sittskyddet har ett spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Kan tvättas ca 100 gånger i 90 grader.

Varumärke	Absorba
Benämning	Absorba sittskydd
Art nr	1296
Färg	Blå
Mått	B45 x L45 cm
Absorptionskapacitet	660 ml
Antal / förpackning	1 st
Material	
Sittyta	100 % Polyester
Absorptionsskikt	65 % Polyester, 35 % Rayon
Spärrskikt	Polyuretan
Baksida	100 % Polyester



Sanifix benfixering

Sanifix benfixering är avsedd för att kunna fixera urinuppsamlings påsar. Benfixeringen passar till både höger och vänster ben samt antingen låret eller vaden. Kan tvättas 25 gånger i 60 grader.

Varumärke	Sanifix				
Benämning	Sanifix benfixering för urinpåse				
Art nr	9100	9101	9102	9103	9104
Storlek	XS	S	M	L	XL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön
Mått benöppning	20-30 cm	24-39 cm	36-55 cm	40-70 cm	65-95 cm
Antal / förpackning	3 st				
Material	76 % Polyester, 24 % Spandex				
Krympning	<5%				



Kan vi underlätta för dig?

Vi är här om du behöver oss. Ställ en fråga, be om råd eller bara säg hej.



Kontakta vår produktchef

Lotta Kullenkrona

lotta.kullenkrona@swereco.com



Besök vår hemsida

www.swereco.com

