



Region Kalmar län

Inkontinensprodukter med tillbehör 2020-111

Start 2021-04-01

Beställ **Swerecos**´s produkter via Randande
beställarportal eller Förskriv via Sisalen

Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Swereco inom Kalmar län.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida www.swereco.com där ni finner vårt övriga sortiment.

Vill ni få information och läsa om fallbeskrivningar om avföringsinkontinens besök www.avföringsinkontinens.se

Kontakt:

Swereco AB

Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

Tel: 08 - 5000 52 40
e-mail: info@swereco.com

Hälsningar

SWERECO



Sanisoft mini kol är ett inkontinensskydd för personer med små avföringsläckage. Sanisoft är ett tunt, diskret och lukthämmande skydd med ett effektivt kolfilter. Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft mini kol
Art nr	3536
Mått	B7,5-15 x L30 cm
Antal produkter/förpackning	25 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	143 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	47,6 ml



Sanisoft mini kol– kort är ett inkontinensskydd för personer med små avföringsläckage. Sanisoft är ett tunt, diskret och lukthämmande skydd med ett effektivt kolfilter. Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft mini kol - kort
Art nr	3537
Mått	B8,5 x L22,5 cm
Antal produkter/förpackning	25 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	83 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	27,6 ml



Sanisoft normal är ett inkontinensskydd för personer med droppinkontinens. Sanisoft Normal är ett tunt, diskret och mjukt inkontinensskydd utan vingar. Skyddet innehåller superabsorbenter som förhindrar dålig lukt.

Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft normal
Art nr	3531
Mått	B6 x L22,5 cm
Antal produkter/förpackning	20 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	214 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	71,3 ml



Sanisoft extra är ett inkontinensskydd för personer med lätt inkontinens. Sanisoft Extra är ett tunt, diskret och extra mjukt inkontinensskydd utan vingar. Skyddet innehåller superabsorbenter som förhindrar dålig lukt.



Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft extra
Art nr	3532
Mått	B7,5 x L30 cm
Antal produkter/förpackning	20 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	315 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	105 ml



Sanifix absorberande boxertrosa är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för barn. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.

Varumärke	Sanifix	
Benämning	Sanifix absorberande boxertrosa	
Art nr	6403	6404
Storlek	7-8 år	9-10 år
Mått höft/stuss	54-66 cm	56-70 cm
Mått midja	50-64 cm	54-68 cm
Mått benöppning	32-42 cm	34-44 cm
Antal / förpackning	1 st	
Absorptionskapacitet praktiskt	66,6 ml	
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex	



Sanifix absorberande boxersshorts är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för barn. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.

Varumärke	Sanifix	
Benämning	Sanifix absorberande boxersshorts	
Art nr	6413	6414
Storlek	7-8 år	9-10 år
Mått höft/stuss	64-76 cm	66-80 cm
Mått midja	52-66 cm	58-72 cm
Mått benöppning	30-44 cm	32-46 cm
Antal / förpackning	1 st	
Absorptionskapacitet praktiskt	66,6 ml	
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex	





Sanifix benfixering är avsedd för att kunna fixera urinuppsamlings påsar.
Benfixeringen passar till både höger och vänster ben samt antingen låret eller vaden.
Kan tvättas 25 gånger i 60 grader .

Varumärke	Sanifix			
Benämning	Sanifix benfixering för urinpåse			
Art nr	9101	9102	9103	9104
Storlek	S	M	L	XL
Färgkod	Gul	Blå	Brun	Grön
Mått benöppning	24-39 cm	36-55 cm	40-70 cm	65-95 cm
Antal / förpackning	3 st			
Material	76 % Polyester, 24 % Elastan			
Krympning	<5%			



Saniline urinflaska med lock kan användas av män som har svårt att ta sig till toaletten.
Den kan användas i liggandes, ståendes eller i sittandes ställning. Flaskan rymmer 1000 ml och har tydlig volymangivelse graderad i 100 ml intervaller.

Varumärke	Sanicare
Benämning	Saniline urinflaska med lock, PE, 1000 ml
Art nr	2901
Material	Polyeten
Antal / förpackning	1 st
Rengöring	Tål värmedesinfektion upp till 90°C



Hållare till urinflaskor är praktisk att hänga på sängkanten eller i badrummet för att lättare nå urinflaskan när det behövs.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline urinflaskehållare
Sanicare art nr	2902
Antal / förpackning	1 st
Rengöring flaska och lock	Torka av med desinfektionsmedel





Madrasskydd med vätskespär är ett skydd för din madrass med resår. Det tvättbara madrasskyddet skyddar mot väta, fläckar och nedsmutsning. Madrasskyddet förhindrar även att damm och kvalster vandrar upp i sängkläderna. Kan tvättas va 100 gånger i 90 grader.

Varumärke	Absorba	
Benämning	Absorba madrasskydd, vätskespär	
Art nr	12092	12123
Storlek	B90 x L200 cm	B140 x L200 cm
Antal / förpackning	1 st	
Material	52 % Polyester, 48 % Bomull	
Material spärrskikt	100 % Polyuretan	



Kan vi underlätta för dig?

Besök vår hemsida: www.swereco.com

Besök www.avföringsinkontinens.se

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda

Tel. 08-5000 5240, Email. info@swereco.com

SWERECO