



SLL520
Inkontinens

Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Swereco inom Region Stockholms

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida www.swereco.com där ni finner vårt övriga sortiment.

Kontakt:

Swereco AB

Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

Tel: 08 - 5000 5240
e-mail: order@swereco.com

Hälsningar

SWERECO



Saniline C normal är ett inkontinensskydd för personer med små avföringsläckage.

Sanisoft är ett tunt, diskret och lukthämmande skydd med ett effektivt kolfilter. Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C normal
Art nr	7471
Mått	B8,5 x L22,5 cm
Antal produkter/förpackning	14 st
ISO absorption nivå (prel)	83 ml



Saniline C super with wings är ett inkontinensskydd för personer med små

avföringsläckage. Sanisoft är ett tunt, diskret och lukthämmande skydd med ett effektivt kolfilter.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C super with wings
Art nr	7473
Mått	B14,5 x L25,8 cm
Antal produkter/förpackning	12 st
ISO absorption nivå (prel)	113 ml



Saniline C maxi with wings är ett inkontinensskydd för personer med små

avföringsläckage. Sanisoft är ett tunt, diskret och lukthämmande skydd med ett effektivt kolfilter.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C maxi with wings
Art nr	7475
Mått	B15 x L30,2 cm
Antal produkter/förpackning	10 st
ISO absorption nivå (prel)	143 ml



Sanisoft mini är ett inkontinensskydd för personer med droppinkontinens. Sanisoft är ett tunt, diskret och mjukt inkontinensskydd med vingar. Skyddet innehåller superabsorbenter som förhindrar dålig lukt.



Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft mini
Art nr	3530
Mått	B7-14 x L22,5 cm
Antal produkter/förpackning	28 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	99 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	33 ml



Saniform herr nr. 1& 5 är ett inkontinensskydd för män med små till stora urinläckage. Fixering av skyddet bör göras med en fixeringsbyxa eller tätsittande kalsong. Inkontinensskyddet innehåller superabsorbenter som förhindrar dålig lukt.

Varumärke	Saniform	
Benämning	Saniform herr nr. 1	Saniform herr nr. 5
Art nr	2730	2710
Mått	B7,5-12 x L14 cm	B7-12 x L15 cm
Antal produkter/	30 st	40 st
Antal produkter/	120 st	160 st
Teoretisk abs.kap ISO	175 ml	345 ml
Praktisk abs.kap ISO	58,3 ml	115 ml





Saniline urinflaska med lock kan användas av män som har svårt att ta sig till toaletten. Den kan användas i liggandes, ståendes eller i sittandes ställning. Flaskan rymmer 1000 ml och har tydlig volymangivelse graderad i 100 ml intervaller.

Varumärke	Sanicare	
Benämning	Saniline urinflaska med lock, PE, 1000 ml	Reservlock till urinflaska Saniline 2901
Art nr	2901	2903 (lock)
Material	Polyeten	Polypropen
Antal / förpackning	1 st	
Rengöring	Tål värmedesinfektion upp till 90°C	



Saniline urinflaska för kvinnor kan användas av kvinnor som har svårt att ta sig till toaletten. Den är mest lämplig att använda vid liggandes ställning. Flaskan rymmer 800 ml och har tydlig volymangivelse.

Varumärke	Sanicare
Benämning	Saniline urinflaska för kvinnor
Art nr	2905
Material	Polyeten
Antal / förpackning	1 st
Rengöring	Tål värmedesinfektion upp till 90°C



Hållare till urinflaskor är praktisk att hänga på sängkanten eller i badrummet för att lättare nå urinflaskan när det behövs.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline urinflaskehållare
Art nr	2902
Antal / förpackning	1 st
Rengöring flaska och lock	Torka av med desinfektionsmedel





Sanifix Standard med ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 25 gånger i 60 grader .




Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix Standard med ben						
Art nr	4010V-5	4110V-5	4210V-5	4310V-5	4410V-5	4510V-5	4610V-5
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Mått midja	60-90 cm	70-100 cm	80-110 cm	90-120 cm	100-130 cm	115-150 cm	120-160 cm
Mått lårvidd	40-55 cm	45-60 cm	50-65 cm	55-70 cm	60-75 cm	65-85 cm	75-100 cm
Antal /	5 st						
Material	94 % Polyester, 6 % Spandex						
Krympning	<5%						



Sanifix Standard utan ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 25 gånger i 60 grader .

Varumärke	Sanifix							
Benämning	Sanifix Standard utan ben							
Art nr	4045-5	4145-5	4245-5	4345-5	4445-5	4545-5	4645-5	4745-5
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila	Vit
Mått midja	48-75 cm	55-80 cm	70-95 cm	80-120 cm	90-130 cm	100-155 cm	120-160 cm	130-180 cm
Mått lårvidd	24-40 cm	35-55 cm	45-60 cm	55-65 cm	60-75 cm	70-80 cm	75-90 cm	80-100 cm
Antal / förpackning	5 st							
Material	87 % Polyester, 13 % Spandex							
Krympning	<5%							

Sittskydd är ett skydd som förhindrar läckage på möblerna. Sittskyddet har ett spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Kan tvättas ca 100 gånger i 90 grader. Tvättas innan användning.



Varumärke	Absorba
Benämning	Absorba sittskydd
Art nr	1298
Färg	Ljusgrön
Mått	B45 x L45 cm
Absorptionskapacitet	525 ml
Antal / förpackning	1 st
Material	
Sittyta	100 % Polyester
Absorptionsskikt	65 % Polyester, 35 % Rayon
Spärrskikt	Polyuretan
Baksida	100 % Polyester

Sittskydd i velour med vätskespärr och antihalkbeläggning är ett skydd som förhindrar läckage på möblerna. Sittskyddet har ett spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Kan tvättas ca 450 gånger i 90 grader. Antihalkbeläggning på undersidan. Tvättas innan användning.



Varumärke	Absorba
Benämning	Absorba anti-halksittskydd
Art nr	1299AH
Färg	Svart
Mått	B45 x L45 cm
Absorptionskapacitet	600 ml
Antal / förpackning	1 st
Material	
Sittyta	100 % Polyester
Absorptionsskikt	65 % Polyester, 35 % Rayon
Spärrskikt	Polyuretan
Baksida	100 % Polyester
Antihalk	Skummix

Vårt bassortiment av lakansskydd innehåller lakanskydd i olika kvalitéer och storlekar. Alla lakansskydden har en kärna av högabsorberande material och en vätsketät spärrskikt i botten. Samtliga lakanskydd är laminerade vilket resulterar i en slät bäddyta. Det som skiljer lakansskydden åt är ytskiktet då detta är olika beroende vilken egenskap samt komfort du önskar. Kan tvättas ca 450 gånger i 90 grader.



	Absorba madrasskydd med vätskespärr	
Varumärke	Absorba	
Benämning	Eldner	Brage
Lakansskyddets egenskap	Lakansskydd som är bra för små läckage, ett all-around skydd	Lakansskydd som är bra för medium till större läckage
Art.nr	1169-S	12221-L
Totalyta	B190 x L85 cm	B250 x L85 cm
Liggyta	B90 x L85 cm	B150 x L85 cm
Material liggyta	50% bomull, 50% Polyester	100 % Polyester
Absorptionskapacitet SS8760033:2015	1537 ml (+/- 43 ml)	1668 ml (+/- 49 ml)
Antal / förpackning	1 st	



Lakansskydd utan bäddflikar är lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet har inga bäddflikar. Kan tvättas ca 200 gånger i 90 grader.

	Lakansskydd utan bäddflikar	
Varumärke	Absorba	
Benämning	Absorba lakansskydd Idun	Absorba lakansskydd Frej
Art nr	1229	1221
Totalyta inkl liggyta	B90 x L80 cm	B90 x L150 cm
Absorptionskapacitet SS8760033:2015	1160 ml	3296 ml
Antal / förpackning	1 st	
Material liggyta	100 % Polyester	



Kan vi underlätta för dig?

Besök vår hemsida: www.swereco.com

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda

Tel. 08-5000 5240,

Email. order@swereco.com

SWERECO

