



Örebro Kommun  
Enskilt boende  
Ks 1270/2020 E-12

# Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Swereco AB inom Örebro Kommun Enskilt boende.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

## Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida [www.swereco.com](http://www.swereco.com) där ni finner vårt övriga sortiment.

## ***Hälsningar Swereco AB***

### **Kontakt:**

#### **Swereco AB**

Vagnvägen 4  
364 42 Lenhovda

Tel: 08 - 5000 52 40  
e-mail: [\*\*order@swereco.com\*\*](mailto:order@swereco.com)

# **SWERECO**

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda. Tel: (+46) 08-5000 5240  
Email: [info@swereco.com](mailto:info@swereco.com). Hemsida: [www.swereco.com](http://www.swereco.com)



Sanisoft mini kol är ett inkontinensskydd för personer med små avföringsläckage. Sanisoft är ett tunt, diskret och lukthämmande skydd med ett effektivt kolfilter. Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Varumärke</b>                      | Sanisoft          |
| <b>Benämning</b>                      | Sanisoft mini kol |
| <b>Art nr</b>                         | <b>3536</b>       |
| <b>Mått</b>                           | B7,5-15 x L30 cm  |
| <b>Antal produkter/förpackning</b>    | 25 st             |
| <b>Teoretisk abs.kap ISO 11948-1</b>  | 143 ml            |
| <b>Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3</b> | 47,6 ml           |



Sanisoft mini kol- kort är ett inkontinensskydd för personer med små avföringsläckage. Sanisoft är ett tunt, diskret och lukthämmande skydd med ett effektivt kolfilter. Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Varumärke</b>                      | Sanisoft                 |
| <b>Benämning</b>                      | Sanisoft mini kol - kort |
| <b>Art nr</b>                         | <b>3537</b>              |
| <b>Mått</b>                           | B8,5 x L22,5 cm          |
| <b>Antal produkter/förpackning</b>    | 25 st                    |
| <b>Teoretisk abs.kap ISO 11948-1</b>  | 83 ml                    |
| <b>Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3</b> | 27,6 ml                  |



Saniform herr nr. 1-5 är ett inkontinensskydd för män med små till stora urinläckage. Fixering av skyddet bör göras med en fixeringsbyxa eller tätsittande kalsong. Inkontinensskyddet innehåller superabsorbenter som förhindrar dålig lukt.

|                                       |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Varumärke</b>                      | Saniform            |                     |                     |                     |
| <b>Benämning</b>                      | Saniform herr nr. 1 | Saniform herr nr. 2 | Saniform herr nr. 3 | Saniform herr nr. 5 |
| <b>Art nr</b>                         | <b>2730</b>         | <b>2720</b>         | <b>2700</b>         | <b>2710</b>         |
| <b>Mått</b>                           | B7,5-12 x L14 cm    | B8-13 x L14 cm      | B9-13 x L14 cm      | B7-12 x L15 cm      |
| <b>Antal produkter/</b>               | 30 st               | 30 st               | 25 st               | 40 st               |
| <b>Antal produkter/</b>               | 120 st              | 120 st              | 100 st              | 160 st              |
| <b>Teoretisk abs.kap ISO 11948-1</b>  | 175 ml              | 234 ml              | 308 ml              | 345 ml              |
| <b>Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3</b> | 58,3 ml             | 78 ml               | 102,6 ml            | 115 ml              |





Sanifix Bas med ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 50 gånger i 60 grader .

|                            |                             |               |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varumärke</b>           | Sanifix                     |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Benämning</b>           | Sanifix Bas med ben         |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Art nr</b>              | <b>3910-5</b>               | <b>4010-5</b> | <b>4110-5</b> | <b>4210-5</b> | <b>4310-5</b> | <b>4410-5</b> | <b>4510-5</b> | <b>4610-5</b> |
| <b>Storlek</b>             | XXS                         | XS            | S             | M             | L             | XL            | XXL           | XXXL          |
| <b>Färgkod</b>             | Grå                         | Röd           | Gul           | Blå           | Brun          | Grön          | Orange        | Lila          |
| <b>Mått midja</b>          | 52-80 cm                    | 65-90 cm      | 75-100 cm     | 85-110 cm     | 95-120 cm     | 105-130 cm    | 115-150 cm    | 125-165 cm    |
| <b>Mått lårvidd</b>        | 32-42 cm                    | 40-52 cm      | 44-60 cm      | 48-66 cm      | 50-70 cm      | 54-74 cm      | 58-80 cm      | 60-90 cm      |
| <b>Antal / förpackning</b> | 5 st                        |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Material</b>            | 94 % Polyester, 6 % Spandex |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Krympning</b>           | <5%                         |               |               |               |               |               |               |               |



Sanifix Bas utan ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 50 gånger i 60 grader .

|                            |                             |               |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Varumärke</b>           | Sanifix                     |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Benämning</b>           | Sanifix Bas utan ben        |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Art nr</b>              | <b>4119-5</b>               | <b>4120-5</b> | <b>4121-5</b> | <b>4122-5</b> | <b>4123-5</b> | <b>4124-5</b> | <b>4125-5</b> | <b>4126-5</b> |
| <b>Storlek</b>             | XXS                         | XS            | S             | M             | L             | XL            | XXL           | XXXL          |
| <b>Färgkod</b>             | Grå                         | Röd           | Gul           | Blå           | Brun          | Grön          | Orange        | Lila          |
| <b>Mått midja</b>          | 52-80 cm                    | 65-90 cm      | 75-100 cm     | 85-110 cm     | 95-120 cm     | 105-130 cm    | 115-150 cm    | 125-165 cm    |
| <b>Mått lårvidd</b>        | 32-42 cm                    | 38-52 cm      | 40-54 cm      | 42-58 cm      | 44-60 cm      | 46-64 cm      | 50-70 cm      | 54-80 cm      |
| <b>Antal / förpackning</b> | 5 st                        |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Material</b>            | 94 % Polyester, 6 % Spandex |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Krympning</b>           | <5%                         |               |               |               |               |               |               |               |




Sanifix benfixering är avsedd för att kunna fixera urinuppsamlings påsar.  
Benfixeringen passar till både höger och vänster ben samt antingen låret eller vaden.  
Kan tvättas 25 gånger i 60 grader .



|                  |                                  |             |             |             |             |
|------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Varumärke</b> | Sanifix                          |             |             |             |             |
| <b>Benämning</b> | Sanifix benfixering för urinpåse |             |             |             |             |
| <b>Art nr</b>    | <b>9100</b>                      | <b>9101</b> | <b>9102</b> | <b>9103</b> | <b>9104</b> |
| <b>Storlek</b>   | XS                               | S           | M           | L           | XL          |
| <b>Färgkod</b>   | Röd                              | Gul         | Blå         | Brun        | Grön        |
| <b>Mått</b>      | 20-30 cm                         | 24-39 cm    | 36-55 cm    | 40-70 cm    | 65-95 cm    |
| <b>Antal /</b>   | 3 st                             |             |             |             |             |
| <b>Material</b>  | 76 % Polyester, 24 % Spandex     |             |             |             |             |
| <b>Krympning</b> | <5%                              |             |             |             |             |

Sittskydd i velour med vätskespär och antihalkbeläggning är ett skydd som förhindrar läckage på möblerna. Sittskyddet har ett spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Kan tvättas ca 450 gånger i 90 grader. Antihalkbeläggning på undersidan. Tvättas innan användning.



|                             |                            |               |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Varumärke</b>            | Absorba                    |               |
| <b>Benämning</b>            | Absorba anti-halksittskydd |               |
| <b>Art nr</b>               | <b>1294AH</b>              | <b>1299AH</b> |
| <b>Färg</b>                 | Svart                      | Svart         |
| <b>Mått</b>                 | B45 x L60 cm               | B45 x L45 cm  |
| <b>Absorptionskapacitet</b> | 755 ml                     | 600 ml        |
| <b>Antal / förpackning</b>  | 1 st                       |               |
| <b>Material</b>             | 100 % Polyester            |               |
| <b>Sittyta</b>              | 65 % Polyester, 35 % Rayon |               |
| <b>Absorptionsskikt</b>     | Polyuretan                 |               |
| <b>Spärrskikt</b>           | 100 % Polyester            |               |
| <b>Baksida</b>              | Skummix                    |               |
| <b>Antihalk</b>             |                            |               |



Vårt bassortiment av lakansskydd innehåller lakanskydd i olika kvalitéer och storlekar. Alla lakansskydden har en kärna av högabsorberande material och en vätsketät spärrskikt i botten. Samtliga lakanskydd är laminerade vilket resulterar i en slät bäddyta. Det som skiljer lakansskydden åt är ytskiktet då detta är olika beroende vilken egenskap samt komfort du önskar. Kan tvättas ca 450 gånger i 90 grader.



|   |  |
|---|--|
|   | Absorba madrasskydd med vätskespärr                          |
| <b>Varumärke</b>                              | Absorba  |
| <b>Benämning</b>                              | <b>Eldner</b>  |
| <b>Lakansskyddets egenskap</b>                | Lakansskydd som är bra för små läckage, ett all-around skydd |
| <b>Art.nr</b>                                 | <b>1169-S</b>  |
| <b>Totalyta</b>                               | B190 x L85 cm  |
| <b>Liggyta</b>                                | B90 x L85 cm   |
| <b>Material liggyta</b>                       | 50% bomull, 50% Polyester                                    |
| <b>Absorptionskapacitet</b><br>SS8760033:2015 | 1537 ml (+/- 43 ml)  |
| <b>Antal / förpackning</b>                    | 1 st   |



Kan vi underlätta för dig?

Besök vår hemsida: [www.swereco.com](http://www.swereco.com)

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda

Tel. 08-5000 5240, Email. [info@swereco.com](mailto:info@swereco.com)

**SWERECO**

# SWERECO



**Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda**

**Tel. 08-5000 5240,  
Email. [order@swereco.com](mailto:order@swereco.com)**