

# SWERECO



## **Inkontinensmaterial och Urologiskt förbrukningsmaterial**

**Avtalsnummer:  
Absorberande VF2022-00014  
Avledande VF2022-00015**

**Avtalsstart 2024-01-01**

**Västmanland  
Uppsala  
Dalarna  
Sörmland  
Örebro**

# Hej!

Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är upphandlat från Swereco inom er myndighet.

Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för er i det viktiga arbetet.

För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.

## Övrigt sortiment

Välkommen in på vår hemsida [www.swereco.com](http://www.swereco.com) där ni finner vårt övriga sortiment.

### Kontakt:

#### **Swereco AB**

Vagnvägen 4  
364 42 Lenhovda

Tel: 08 - 5000 5240  
e-mail: [order@swereco.com](mailto:order@swereco.com)

## *Hälsningar*

# SWERECO

# Inkontinensmaterial

(Gäller myndighet; Västmanland, Uppsala, Dalarna, Sörmland och Örebro)



**Saniline Normal** är ett unikt specialskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C normal
Art nr	7471
Antal produkter/förpackning	14 st
Antal produkter/transportförpackning	168 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	83 ml
Mått	B8,5 x L22,5 cm



**Saniline Super with wings** är ett unikt specialskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C super with wings
Art nr	7473
Antal produkter/förpackning	12 st
Antal produkter/transportförpackning	144 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	113 ml
Mått	B14,5 x L25,8 cm



**Saniline Maxi with wings** är ett unikt specialskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt filter av aktivt kol.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar.

Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline C maxi with wings
Art nr	7475
Antal produkter/förpackning	10 st
Antal produkter/transportförpackning	120 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	143 ml
Mått	B15 x L30,2 cm





Saniform herr nr. 1-5 är ett inkontinensskydd för män med små till stora urinläckage. Fixering av skyddet bör göras med en fixeringsbyxa eller tätsittande kalsong. Inkontinensskyddet innehåller superabsorbenter som förhindrar dålig lukt.

Varumärke	Saniform				
Benämning	Saniform herr nr. 1	Saniform herr nr. 2	Saniform herr nr. 3	Saniform herr nr. 4	Saniform herr nr. 5
Art nr	2730	2720	2700	2725	2710
Mått	B7,5-12 x L14 cm	B8-13 x L14 cm	B9-13 x L14 cm	B7-16 x L14 cm	B7-12 x L15 cm
Antal produkter/	30 st	30 st	25 st	25 st	40 st
Antal produkter/	120 st	120 st	100 st	100 st	160 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	175 ml	234 ml	308 ml	327 ml	345 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	58,3 ml	78 ml	102,6 ml	109 ml	115 ml



Sanisoft normal är ett inkontinensskydd för personer med droppinkontinens. Sanisoft Normal är ett tunt, diskret och mjukt inkontinensskydd utan vingar. Skyddet innehåller superabsorbenter som förhindrar dålig lukt.

Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft normal
Art nr	3531
Mått	B6 x L22,5 cm
Antal produkter/förpackning	20 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	214 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	71,3 ml



Sanisoft extra är ett inkontinensskydd för personer med lätt inkontinens. Sanisoft Extra är ett tunt, diskret och extra mjukt inkontinensskydd utan vingar. Skyddet innehåller superabsorbenter som förhindrar dålig lukt.

Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft extra
Art nr	3532
Mått	B7,5 x L30 cm
Antal produkter/förpackning	20 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	315 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	105 ml



## Sanifix fixeringsbyxor för inkontinensskydd

Flergångsbyxa för fixering av inkontinensskydd. Smidig byxa med god elasticitet, bra passform och fällade ben på fixeringsbyxorna med "ben". Extra elastisk som håller skyddet på plats. Noggrann utprovning av storleken är viktig för byxans funktion vilket minskar/ förhindrar risken för läckage och onödiga byten. Byxans storlek mäts kring midjan. Färgkodade.



Sanifix Comfort utan ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 100 gånger i 60 grader .



<b>Varumärke</b>	Sanifix						
<b>Benämning</b>	Sanifix Comfort utan ben						
<b>Art nr</b>	5120-3	5121-3	5122-3	5123-3	5124-3	5125-5	5126-3
<b>Storlek</b>	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
<b>Färgkod</b>	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
<b>Mått midja</b>	60-90 cm	75-105 cm	80-120 cm	90-130 cm	95-145 cm	105-155 cm	110-180 cm
<b>Mått lårvidd</b>	40-60 cm	44-64 cm	48-68 cm	52-72 cm	56-76 cm	60-84 cm	70-90 cm
<b>Antal / förpackning</b>	3 st						
<b>Material</b>	96 % Polyester, 4 % Spandex						
<b>Krympning</b>	<5%						

Sanifix Standard med ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 25 gånger i 60 grader .



<b>Varumärke</b>	Sanifix						
<b>Benämning</b>	Sanifix Standard med ben						
<b>Art nr</b>	4010V-5	4110V-5	4210V-5	4310V-5	4410V-5	4510V-5	4610V-5
<b>Storlek</b>	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
<b>Färgkod</b>	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
<b>Mått midja</b>	60-90 cm	70-100 cm	80-110 cm	90-120 cm	100-130 cm	115-150 cm	120-160 cm
<b>Mått lårvidd</b>	40-55 cm	45-60 cm	50-65 cm	55-70 cm	60-75 cm	65-85 cm	75-100 cm
<b>Antal /</b>	5 st						
<b>Material</b>	94 % Polyester, 6 % Spandex						
<b>Krympning</b>	<5%						

Sanifix Standard utan ben är en flergångsbyxa för att fixera inkontinensskydd. Byxan är extra elastisk för att hålla inkontinensskyddet på plats. Kan tvättas 25 gånger i 60 grader .



<b>Varumärke</b>	Sanifix							
<b>Benämning</b>	Sanifix Standard utan ben							
<b>Art nr</b>	4045-5	4145-5	4245-5	4345-5	4445-5	4545-5	4645-5	4745-5
<b>Storlek</b>	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
<b>Färgkod</b>	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila	Vit
<b>Mått midja</b>	48-75 cm	55-80 cm	70-95 cm	80-120 cm	90-130 cm	100-155 cm	120-160 cm	130-180 cm
<b>Mått lårvidd</b>	24-40 cm	35-55 cm	45-60 cm	55-65 cm	60-75 cm	70-80 cm	75-90 cm	80-100 cm
<b>Antal /</b>	5 st							
<b>Material</b>	87 % Polyester, 13 % Spandex							
<b>Krympning</b>	<5%							

Sanifix benfixering är avsedd för att kunna fixera urinuppsamlings påsar.  
Benfixeringen passar till både höger och vänster ben samt antingen låret eller vaden.  
Kan tvättas 25 gånger i 60 grader .



<b>Varumärke</b>	Sanifix					
<b>Benämning</b>	Sanifix benfixering för urinpåse					
<b>Art nr</b>	<b>9100</b>	<b>9101</b>	<b>9102</b>	<b>9103</b>	<b>9104</b>	<b>9105</b>
<b>Storlek</b>	XS	S	M	L	XL	XXL
<b>Färgkod</b>	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Vit
<b>Mått</b>	20-30 cm	24-39 cm	36-55 cm	40-70 cm	65-95 cm	75-105 cm
<b>Antal /</b>	3 st					
<b>Material</b>	76 % Polyester, 24 % Spandex					
<b>Krympning</b>	<5%					

Sanifix absorberande boxertrosa är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för barn. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.

<b>Varumärke</b>	Sanifix				
<b>Benämning</b>	Sanifix absorberande boxertrosa				
<b>Art nr</b>	<b>6401</b>	<b>6402</b>	<b>6403</b>	<b>6404</b>	<b>6405</b>
<b>Storlek</b>	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år och
<b>Mått höft/stuss</b>	46-54 cm	52-64 cm	54-66 cm	56-70 cm	64-84 cm
<b>Mått midja</b>	40-50 cm	44-60 cm	50-64 cm	54-68 cm	60-80 cm
<b>Mått benöppning</b>	28-36 cm	30-40 cm	32-42 cm	34-44 cm	36-46 cm
<b>Antal / förpackning</b>	1 st				
<b>Absorptionskapacitet praktiskt</b>	66,6 ml				
<b>Material</b>	95 % Bomull, 5 % Spandex				



Sanifix absorberande boxersshorts är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för barn. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.

<b>Varumärke</b>	Sanifix				
<b>Benämning</b>	Sanifix absorberande boxersshorts				
<b>Art nr</b>	<b>6411</b>	<b>6412</b>	<b>6413</b>	<b>6414</b>	<b>6415</b>
<b>Storlek</b>	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år och
<b>Mått höft/stuss</b>	52-68 cm	60-74 cm	64-76 cm	66-80 cm	76-84 cm
<b>Mått midja</b>	46-62 cm	50-64 cm	52-66 cm	58-72 cm	64-80 cm
<b>Mått benöppning</b>	26-40 cm	28-42 cm	30-44 cm	32-46 cm	36-48 cm
<b>Antal / förpackning</b>	1 st				
<b>Absorptionskapacitet</b>	66,6 ml				
<b>Material</b>	95 % Bomull, 5 % Spandex				



Sanifix absorberande trosa är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för vuxna. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.



<b>Varumärke</b>	Sanifix						
<b>Benämning</b>	Sanifix absorberande trosa						
<b>Art nr</b>	<b>6420</b>	<b>6421</b>	<b>6422</b>	<b>6423</b>	<b>6424</b>	<b>6425</b>	<b>6426</b>
<b>Storlek</b>	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
<b>Mått höft/stuss</b>	68-92 cm	72-98 cm	78-104 cm	80-108 cm	88-112 cm	90-118 cm	92-120 cm
<b>Mått midja</b>	58-80 cm	60-90 cm	66-95 cm	70-100 cm	74-108 cm	80-112 cm	88-120 cm
<b>Mått benöppning</b>	44-60 cm	46-65 cm	50-70 cm	52-75 cm	54-80 cm	56-85cm	60-90 cm
<b>Antal / förpackning</b>	1 st						
<b>Absorptionskapacitet</b>	66,6 ml						
<b>Material</b>	95 % Bomull, 5 % Spandex						

Sanifix absorberande boxersshorts är en tvättbar absorberande flergångsbyxa vid droppinkontinens för vuxna. Byxan är ett alternativ istället för engångsprodukter. Klarar ca 100 tvättar i 60 grader utan att förlora sin uppsugningsförmåga.



<b>Varumärke</b>	Sanifix						
<b>Benämning</b>	Sanifix absorberande boxersshorts						
<b>Art nr</b>	<b>6570</b>	<b>6571</b>	<b>6572</b>	<b>6573</b>	<b>6574</b>	<b>6575</b>	<b>6576</b>
<b>Storlek</b>	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
<b>Mått höft/stuss</b>	70-84 cm	80-100 cm	86-110 cm	98-120cm	104-130 cm	110-140 cm	120-150 cm
<b>Mått midja</b>	60-80 cm	66-90 cm	74-100 cm	88-114 cm	92-120 cm	98-130 cm	110-150 cm
<b>Mått benöppning</b>	32-44 cm	40-52 cm	44-56 cm	50-60 cm	54-64 cm	58-68 cm	60-70 cm
<b>Antal / förpackning</b>	1 st						
<b>Absorptionskapacitet</b>	116,6 ml						
<b>Material</b>	95 % Bomull, 5 % Spandex						

Saniline urinflaska med lock kan användas av män som har svårt att ta sig till toaletten. Den kan användas i liggandes, ståendes eller i sittandes ställning. Flaskan rymmer 1000 ml och har tydlig volymangivelse graderad i 100 ml intervaller.

<b>Varumärke</b>	Sanicare	
<b>Benämning</b>	Saniline urinflaska med lock, PE, 1000 ml	Reservlock till urinflaska Saniline 2901
<b>Art nr</b>	<b>2901</b>	<b>2903 (lock)</b>
<b>Material</b>	Polyeten	Polypropen
<b>Antal / förpackning</b>	1 st	
<b>Rengöring</b>	Tål värmedesinfektion upp till 90°C	



Saniline urinflaska för kvinnor kan användas av kvinnor som har svårt att ta sig till toaletten. Den är mest lämplig att använda vid liggandes ställning. Flaskan rymmer 800 ml och har tydlig volymangivelse.




<b>Varumärke</b>	Sanicare
<b>Benämning</b>	Saniline urinflaska för kvinnor
<b>Art nr</b>	<b>2905</b>
<b>Material</b>	Polyeten
<b>Antal / förpackning</b>	1 st
<b>Rengöring</b>	Tål värmedesinfektion upp till 90°C



Sittskydd är ett skydd som förhindrar läckage på möblerna.

Sittskyddet har ett spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Kan tvättas ca 100 gånger i 90 grader. Tvättas innan användning.



<b>Varumärke</b>	Absorba				
<b>Benämning</b>	Absorba sittskydd				
<b>Art nr</b>	<b>1293</b>	<b>1295</b>	<b>1296</b>	<b>1297</b>	<b>1298</b>
<b>Färg</b>	Blå	Ljusgrön	Blå	Grön	Ljusgrön
<b>Mått</b>	B60 x L45 cm	B35 x L35 cm	B45 x L45 cm		
<b>Absorptionskapacitet</b>	755 ml	420 ml	660 ml		525 ml
<b>Antal / förpackning</b>	1 st				
<b>Material</b>	100 % Polyester				
<b>Sittyta</b>	65 % Polyester, 35 % Rayon				
<b>Absorptionsskikt</b>	Polyuretan				
<b>Spärrskikt</b>	100 % Polyester				
<b>Baksida</b>	100 % Polyester				

Madrasstydd med vätskespär är ett skydd för din madrass med resår. Det tvättbara madrasstyddet skyddar mot väta, fläckar och nedsmutsning. Madrasstyddet förhindrar även att damm och kvalster vandrar upp i sängkläderna. Kan tvättas ca 100 gånger i 90 grader.



<b>Varumärke</b>	Absorba							
<b>Benämning</b>	Absorba madrasstydd, vätskespär							
<b>Art nr</b>	<b>12082</b>	<b>12092</b>	<b>12112</b>	<b>12122</b>	<b>12123</b>	<b>12124</b>	<b>12125</b>	<b>12126</b>
<b>Storlek</b>	B60 x L120 cm	B90 x L200 cm	B105 x L200 cm	B120 x L200 cm	B140 x L200 cm	B160 x L200 cm	B180 x L200 cm	B200 x B200 cm
<b>Antal /</b>	1 st							
<b>Material</b>	52 % Polyester, 48 % Bomull							
<b>Material</b>	100 % Polyuretan							

# SWERECO