

STRUMPPÅDRAGARE

Artikelnummer: **131300**


Säkerhetsanvisningar

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.

Avsedd användning: Swerecos strumppådragare underlättar för dig som vill ta på strumporna utan att behöva böja ryggen.

För kompressionsstrumpor rekommenderas strumppådragare Benjamin.

Användning:



Teknisk specifikation

Art. nr: **131300**

Strumppådragare, plast

Längd: cm

Vikt: 0,05 kg

Material: Mjuk formbar plast

Strumppådragaren är försedd med dragband och klädnyppa.

Skötselansvisning: Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9, alternativt torkas med 70% isopropanol.

Återvinning: Då produkten är uttjänt återvinns den som plastavfall. Emballaget består av plast och wellpapp och återvinns i enlighet med detta.



Produkten följer (EU) MDR
2017/745 och 2007/47/EG
för medicintekniska
produkter.



Tillverkad av:
Swereco AB
Vagnvägen 4
SE-364 42 Lenhovda
Tel: +46 (0)8 5000 5240
www.swereco.com
info@swereco.com