

**MJUKSITS, REKO**

Artikelnummer: 144210

**Säkerhetsanvisningar:**

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Mjuksits REKO är framtagen för att passa StaplaLätt men passar de flesta toalettsitsar på marknaden.
- Innan användning försäkra att mjuksitsen är ordentligt nedtryckt i toalettsitsen och sitter stabilt.
- Klarar alla brukarvikter.

**Avsedd användning:** Mjuksits REKO är en mjuk toalettsits för personer som vill sitta mjukt.

**Skötselanvisningar:** Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70% isopropanol. Mjuksitsen skall avlägsnas från toaletten vid rengöring.

**Symboler:** Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, ph 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

**Teknisk specifikation**

**Storlek sittring:**

Djup: 37 cm

Bredd: 32,5 cm

**Hål sittring:**

Djup: 23 cm

Bredd: 19 cm

Tjocklek: 3 cm

**Material:** Polyesterskum, vinyl (överdrag)

**Återvinning:**

Då produkten är uttjänt återvinns den som plastavfall. Emballaget består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

3144210

Tillverkad av:  
**Swereco AB**  
 Vagnvägen 4  
 SE-364 42 Lenhovda  
 Tel: +46 (0)8 5000 5240  
[www.swereco.com](http://www.swereco.com)  
[info@swereco.com](mailto:info@swereco.com)