

HANDYCUP MUGG

Artikelnummer: 147090

Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Muggen tål temperaturer mellan -20°C och 65°C.
- Fylls muggen med varm vätska bör stor försiktighet iakttagas.
- Innan användning kontrollera att locket med pipen är ordentligt fasttryckt.

Avsedd användning: Handycup Mugg underlättar intaget av vätska för barn och vuxna med medsatt koordination. Muggen är vinklad mot foten och har dubbla, stora handtag. Bägaren är även genomskinlig och graderad. Tål maskindisk och mikrovågsugn.

Teknisk specifikation

Vikt: 0,13 kg
Material: PC plast (Mugg), PE plast(lock)

Skötselanvisningar: Rengörs som vanlig köksutrustning. Kan diskas i diskmaskin.

Återvinning

- Då produkten är uttjänt återvinns den som plastavfall. Emballaget består av plast och wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

3147090



Tillverkad av:
Swereco AB
Vagnvägen 4
SE-364 42 Lenhovda
Tel: +46 (0)8 5000 5240
www.swereco.com
info@swereco.com

