

BESTICKHÅLLARE

Artikelnummer: 147120, 147150, 147200

Säkerhetsanvisningar:

- Bestickhållaren bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Alla bestickhållare passar både höger och vänster hand.

Avsedd användning: Swerecos bestickhållare underlättar för brukaren att hålla fast besticken.

Teknisk specifikation

Art.nr: **147120**
HållOm

Användning: Ställbar med kardborrband för olika handstorlekar. Besticket sticks in i en elastisk ficka.

Vikt: 0,01 kg

Art.nr: **147150**
Ställbar

Användning: Tillverkad av vit plast. Besticket kläms fast med hjälp av en vingmutter och kan sedan vinkelställas.

Vikt: 0,04 kg

Material: Plastdel i ABS

3147120

Skötselansvisningar: Rengörs som vanlig köksutrustning. Kan diskas i diskmaskin.

Återvinning: Då produkten är uttjänt återvinns art nr 14750 som metallskrot och plastavfall, art nr 147120 återvinns som metallskrot och textilavfall. Emballaget består av plast och wellpapp och återvinns i enlighet med detta.



Tillverkad av:

Swereco AB

Vagnvägen 4

SE-364 42 Lenhovda

Tel: +46 (0)8 5000 5240

www.swereco.com

info@swereco.com

