

## BESTICK

Artikelnummer: 147600, 147650, 147690, 147700,  
147750, 147800, 147850, 147900

### Avsedd användning:

Besticken brukas som traditionella bestick. Handtagen har en plan sida som förhindrar att besticken roterar i handen. Finns både som lätta och tunga. Böjs lätt till önskad vinkel, bortsett från kniven som inte går att böja.

### Säkerhetsanvisningar:

- Besticken bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Besticken går att vinklas om ett flertal gånger utan att gå av. Bortsett från kniven som ej går att böja.
- Får ej placeras i mikrovågsugn.

### Teknisk specifikation

Art. nr: 147600 Sked, böjbar, tung  Längd handtag: 10 cm Tjocklek handtag Ø: 27 mm Vikt: 0,13 kg	Art. nr: 147650 Sked, böjbar, lätt  Längd handtag: 10 cm Tjocklek handtag Ø: 27 mm Vikt: 0,06 kg	Art. nr: 147690 Barnsked, böjbar, tung  Längd handtag: 10 cm Tjocklek handtag Ø: 27 mm Vikt: 0,11 kg	Art. nr: 147700 Barnsked, böjbar, lätt  Längd handtag: 10 cm Tjocklek handtag Ø: 30 mm Vikt: 0,05 kg
Art. nr: 147750 Gaffel, böjbar, tung  Längd handtag: 10 cm Tjocklek handtag Ø: 27 mm Vikt: 0,12 kg	Art. nr: 147800 Gaffel, böjbar, lätt  Längd handtag: 10 cm Tjocklek handtag Ø: 27 mm Vikt: 0,06 kg	Art. nr: 147850 Kniv, tung  Längd handtag: 10 cm Tjocklek handtag Ø: 27 mm Vikt: 0,11 kg	Art. nr: 147900 Kniv, lätt  Längd handtag: 10 cm Tjocklek handtag Ø: 27 mm Vikt: 0,05 kg

Material: Rostfritt stål, PP (handtag)

**Skötselanvisningar:** Rengörs som vanlig köksutrustning. Kan diskas i diskmaskin.

### Återvinning:

Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av plast och wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

**CE** Produkten följer (EU) MDR  
2017/745 och 2007/47/EG för  
**MD** medicintekniska produkter.



Tillverkad av:  
**Swereco AB**  
Vagnvägen 4  
SE-364 42 Lenhovda  
Tel: +46 (0)8 5000 5240  
www.swereco.com  
info@swereco.com