

Bäcken med lock

Art nr: 2906, 29061

Produktbeskrivning

Produkten är ett inkontinenshjälpmedel avsedd att användas av personer som har svårighet att ta sig till toaletten.

Bäckenet ska användas i liggande position.

Rengör bäckenet efter varje användning.



Produktinformation

- Diameter bäcken: 31 cm
- Volym: 2 900 ml
- Antal prod/förpackning: 1 st
- Material: Polypropen (PP)
- Innehåller ej PVC eller Latex
- Rengöring: tål värmedesinfektion upp till 90°C
- Förbrukad produkt sorteras enligt lokal anvisning

Övrig information

- Extra lock (art.nr 29061) finns som tillbehör
- Information om produkt kan tillhandahållas vid efterfrågan
- Vid funktionsfel kontakta Swereco

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

GD 2025-185 ver 01
Senaste versionen finns alltid på Swerecos
hemsida, under respektive produktflik.