

Duschförkläde

Hjälpmedel i hemmet • Bad & Dusch • Duschförkläde

Art nr: 7290

Absorba duschförkläde är tillverkad i slitstarkt material och med en laminering som gör produkten 100% vätsketät samtidigt som den är bekväm och följsam. Förklädet skyddar kläderna vid duschassistans.

Varumärke	Absorba
Benämning	Absorba duschförkläde, blå
Art nr	7290
Antal produkter/ förpackning st	1 st
Mått	B76 x L126 cm
Material	
Spärskikt	Polyuretan
Bärande väv	100 % Polyester
Vikt	150 g
Antal tvättar	ca 100 st
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.



Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 7290



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

