

● **Sol** - Guard™ Insulin Säkerhetsspruta



Sol-Guard™ Insulin Säkerhetsspruta

Sol-Guard™ Insulin Säkerhetsspruta med fast nål har utformats för att minska läkemedelsavfallet genom att minska dödvolymer. Den har en genomskinlig säkerhetshylsa som glider upp för att täcka nålen under transport och efter medicintillförsel, vilket minskar exponeringen för nålen under hela injektionsprocessen.



CE 2797

Egenskaper:

- Sprutor konstruerade för att säkerställa bekväm insulinadministration
- Låg dödvolymer - förbättrad noggrannhet och mindre läkemedelsavfall jämfört med konventionella sprutor
- Tydligt graderade insulinenhetsmarkeringar för exakt dosering
- Säkerhetshylsa som glider över nålen för att förhindra nålsticksskador före och efter medicintillförsel.
- Designad enligt ISO 8537 och ISO 23908
- Innehåller ingen Latex, PVC eller DEHP



— Säkerhetshylsa



— Säkert transportläge

— Låsmekanism kan aktiveras efter administrering

Sol - Guard™ Insulin Säkerhetsspruta

Sol-Guard™ Insulin Säkerhetsspruta

Artikel Nummer	Volym	Gauge	Nålens Längd (tum)	Nålens Längd (mm)	Avd Fp	Trp Fp
200003SG	0.3 ml	29 G	1/2"	12.5 mm	100	800
2331516SG	0.3 ml	31 G	5/16"	8 mm	100	800
200002SG	0.5 ml	29 G	1/2"	12.5 mm	100	800
2531516SG	0.5 ml	31 G	5/16"	8 mm	100	800
200017SG	1 ml	29 G	1/2"	12.5 mm	100	800
200091SG	1 ml	31 G	5/16"	8 mm	100	800





Avsedd användning: Avsedd för administrering av insulin. I aktiverat läge skyddar säkerhetshylsan mot oavsiktlig nålstick.

Avsedd användare: Licensierad vårdpersonal eller självinjicerande patienter efter korrekt utbildning erhållen från licensierad vårdpersonal.

Varning:

- Läs bruksanvisningen innan du använder denna produkt.
- Användare måste utbildas av licensierad vårdpersonal och följa bruksanvisningen. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarlig skada på patienten och/eller vårdpersonal.
- Skarpt föremål. Risk för stickskador.
- Engångsprodukt. Återanvändning eller användning om sprutan är skadad eller öppnad kan leda till infektion eller annan sjukdom/skada.

Innehållet i detta material är endast riktat till och begränsat till en professionell publik (sjukvårdspersonal). Detta material är inte medicinsk rådgivning, riktlinje eller rekommendation. Innan du använder en viss produkt, läs alltid bipacksedeln, produktetiketten och/eller bruksanvisningen. Detta material distribueras av Sol-Millennium Europe Sp z o.o. med registrerad adress Twarda 18, 00-105 Warsaw, Poland, Registry Court: District Court for Warsaw, XIIth Economic Department KRS 0000434783, EU VAT: PL5252535720, Share capital: 500.000 PLN. Sol-Millennium Europe Sp. z o.o. Alla rättigheter förbehållna.

För mer information, vänligen kontakta:

EMEA-MD-490-0623-SE



Sol-Millennium Europe Sp. z o.o.
Warsaw HUB, Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warsaw, Polen

@ info.eu@sol-m.com

Swereco AB
Vagnvägen 4
SE-364 42 Lenhovda, Sverige

@ order@swereco.com

SWERECO