


Sol-M™ 3-komponent spruta

Luer Lock & Luer Slip utan kanyl




Sol-M™ 3-komponent spruta mäter noggrant mängden flytande mediciner (enligt ISO 7886-1) och finns i ett brett utbud av storlekar och anslutningskombinationer för att tillgodose en mängd olika kliniska behov.



Egenskaper:

- Högtransparencysylinder gör det lättare att se sprutans innehåll
- Silikonsmörjning säkerställer mjuk kolvrörelse
- Backspärr för sprutkolven – hjälper till att förhindra att kolven dras tillbaka av misstag
- Svart graderingsskala – designad för att förbättra kontrast och läsbarhet
- Finns i Luer Lock och Luer Slip tip
- Stora fingergrepp ger bättre greppkontroll under injektioner
- Designad enligt ISO 7886-1
- Innehåller ingen latex, PVC eller DEHP



CE 2797

sol-m.com | Sol-Millennium


 **Sol M** Building
a Healthier
Tomorrow

swereco.com

SWERECO

Sol - M™ 3-komponent spruta

Luer Lock utan kanyl



Sol-M™ Luer Lock Spruta utan kanyl

art nummer	Volym	Avd Fp	Trp Fp	Pump kompatibel
P180001PP*	1 ml	100	800	nej
180001**	1 ml	100	800	nej
P180001***	1 ml	100	800	ja
P180003	3 ml	100	800	ja
P180005	5 ml	100	800	ja
P180010	10 ml	100	1200	ja
P180020	20 ml	100	800	ja
P180030	30 ml	50	400	ja
P180060	60 ml	30	240	ja

*Låg dödvolum (polypropen sprutcyllinder), **Polykarbonat sprutcyllinder, ***Polypropen sprutcyllinder

sol-m.com | Sol-Millennium

swereco.com

 **Sol M** Building a Healthier Tomorrow

SWERECO

Sol-M™ 3-komponent spruta

Luer Slip utan kanyl



Sol-M™ Slip Tip Spruta utan kanyl – Luer Slip

art nummer	Volym	Avd Fp	Trp Fp
P180011	1 ml	100	800
P180011LDS*	1 ml	100	800
P180003ST	3 ml	100	800
P180005ST	5 ml	100	800
P180010ST	10 ml	100	1200
P180020ST	20 ml	100	800

* Låg dödvolum

Sol-M™ Slip Tip Spruta utan kanyl – Excentrisk Tip

art nummer	Volym	Avd Fp	Trp Fp
P180010ET	10 ml	100	1200
P180020ET	20 ml	100	800
P180060ET	60 ml	30	240

sol-m.com | Sol-Millennium

swereco.com

Sol - M™ 3-komponent spruta



Kapacitet	Luer Lock tip	Luer Slip tip	Excentrisk tip
1 ml	P180001PP* P180001** P180001***	P180011 P180011LDS*	
3 ml	P180003	P180003ST	
5 ml	P180005	P180005ST	
10 ml	P180010	P180010ST	P180010ET
20 ml	P180020	P180020ST	P180020ET
30 ml	P180030		
60 ml	P180060		P180060ET



*Spruta med låg dödvolum (polypropen sprutcylinder), **Polykarbon sprutcylinder,
***Polypropen sprutcylinder

Avsedd användning: Standardsprutan utan nål används för att injicera vätskor i eller aspirera vätskor från kroppen.

Avsedd användare: Licensierad vårdpersonal.

Varning:

- Engångsprodukt. Återanvändning eller användning om förpackningen är skadad kan leda till infektion eller annan sjukdom/skada.
- Utvalda luer lock-sprutor är lämpliga för användning med sprutpumpar.

Innehållet i detta material är endast riktat till och begränsat till en professionell publik (sjukvårdspersonal). Detta material är inte medicinsk rådgivning, riktlinje eller rekommendation. Innan du använder en viss produkt, läs alltid bipacksedeln, produktetiketten och/eller bruksanvisningen. Detta material distribueras av Sol-Millennium Europe Sp. z o.o. med registrerad adress Twarda 18, 00-105 Warsaw, Poland, Registry Court: District Court for Warsaw, XIth Economic Department KRS 0000434783, EU VAT: PL5252535720, Share capital: 500.000 PLN. Sol-Millennium Europe Sp. z o.o. Alla rättigheter förbehållna.

For more information, please contact:

EMA-MD-624-1123_SE



Sol-Millennium Europe Sp. z o.o.
Warsaw HUB, Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warsaw, Polen
info.eu@sol-m.com

SWERECO



Swereco AB
Vagnvägen 4
SE-364 42 Lenhovda, Sverige
@ order@swereco.com