

HenroCup inkl lock
Hjälpmedel i hemmet • Kök & Måltid • Bestick & Servering

Art nr: 13046

HenroCup (tidigare HandyCup) är en ergonomiskt utformad mugg som underlättar intaget av vätska. Den är utvecklad för barn och vuxna som har svårigheter med koordination eller med nedsatt styrka. Bägaren är vinklad mot foten så att man inte behöver luta huvudet så långt bakåt för att kunna dricka. Bägaren är genomskinlig och graderad, vilket underlättar att se innehållet samt hur mycket vätska som konsumerats. HenroCup tål maskindisk och mikrovågsugn. Lock med pip medföljer.



Benämning	HenroCup inkl lock
Art nr	13046
Material	PC (polycarbonat) bägare, LLDPE (polyetylen) lock
Mått	H 9 cm x B 15 cm, 230 ml
Vikt	139 g
Förvaring	rumstemperatur
Temperaturbeständig	-20 °C - 95 °C
Återvinning	Plastavfall, sorteras efter lokal anvisning
Övrig information	Säkerställ att locket är ordentligt fastsatt innan användning

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Handdisk samt kan diskas i diskmaskin i temperaturer upp till 65 °C



Tål mikrovågsugn



Gör alltid en visuell kontroll innan användning



Innehåller PC och LLDPE



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 13046



Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta Swereco AB. Bägaren ska kasseras om plasten känns skrovlig eller om den antar en mjölkvit färg. HenroCup innehåller BPA och ska inte användas av barn under 3 åpr.



Henro-Tek ApS
Vestermarksvej 5
DK-6630 Rødding



Swereco AB,
Vagnvägen 4,
364 42 Lenhovda

