

Sanisafe rökförkläde

Art nr: 7213

Avsedd användning: Rökförklädet är avsett att användas av personer som röker sittande, i syfte att minska risken för att kläder eller sittmöbel antänds.

Produktbeskrivning: Sanisafe Rökförkläde är tillverkat i glasfiber och kan varken antändas eller gå hål på om en cigarett blir liggandes på materialet. Används av rökare. Produkten är ett perfekt skydd för att undvika brännskador på huden och för att minska risken för att kläderna ska ta eld.

Hela produkten, inkluderat banden runt midjan, är flamsäkra och flamspridnings-testad enligt NT Fire 029 med riktlinjerna i SS8760001.



Teknisk data

- Material: glasfiber, silica gel
- Antal/förpackning: 1 st
- Mått: B90xL120 cm
- Vikt: 652 g
- Färg: grå
- Förvaring: rumstemperatur
- Rengöring: torkas med mild tvållösning eller dropptorkas
- Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid efterfrågan
- Återvinning och avfall: sorteras efter lokal anvisning

Säkerhetsanvisningar

- Se till att sömmar och material är fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.
- Säkerställ att rökförklädet sitter på korrekt och täcker kläderna.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och vid allvarliga incidenter även till relevant myndighet enligt gällande regelverk

REF Produktens artikelnummer

MD Produkten är en medicinteknisk produkt

PVC Produkten innehåller inte PVC



Produkten innehåller inte latex



Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745



Tillverkare

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2026-11 ver 02

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/hjalpmedel-i-hemmet/fall-sakerhet/rokskydd>