


SOL-CARE™ *Solution for Safety®*

Insulin säkerhetsspruta med fast kanyl

SOL-CARE™ Insulin säkerhetsspruta är konstruerad för att förhindra stickskador.

- **Integrerad säkerhetsmekanism** - Under injektion och aktivering av säkerhetsmekanismen kommer händer och fingrar inte i kontakt med kanylen.
- **Patenterad konstruktion av låsring** - Efter aktivering förs kanylen in i spruthylsan och kan inte återanvändas.
- **Ultraskarp kanyl** - minimerar smärta vid injektion.



Patenterad konstruktion av låsring

Markeringen av gradering, lättläst

Fast kanyl

Ultraskarp kanyl

Ingen volymförlust vid uppdragning av insulin

3 enkla steg att aktivera säkerheten



SOL-CARE 0,5 ml Insulin säkerhetsspruta med fast kanyl

Art nr	Beskrivning	Avd förp. / Transportförp.
100002IM	0.5ml 29G x 13 mm	100 st / 1000 st
100089IM	0.5ml 30G x 8 mm	100 st / 1000 st
100001IM	0.5ml 30G x 13 mm	100 st / 1000 st

SOL-CARE 1,0 ml Insulin säkerhetsspruta med fast kanyl

Art nr	Beskrivning	Avd förp. / Transportförp.
100017IM	1ml 29G x 13mm	100 st / 1000 st
100020IM	1ml 30G x 8 mm	100 st / 1000 st
100081IM	1ml 30G x 13 mm	100 st / 1000 st