



Penlancet – lansett

Penlancet lansett passar de flesta blodprovtagare på marknaden, dock ej Softclix.

- Lansett 28 G / 30 G / 33 G
- Trippelslipad nål
- Skyddshylsa som säkerställer steriliteten
- Lansetten passar de flesta blodprovtagare på marknaden

Orderinformation

MedCore Art.nr.	Apotekets varunr.	Beskrivning	Avd förp/trp förp.
7247	29 25 40	Penlancet lansett 28 G	200 st / 19200 st
9078		Penlancet lansett 30 G	200 st / 19200 st
9079		Penlancet lansett 33 G	100 st / 7200 st