

SOL-CARE™ Sticksäkert Vingkanylsystem

för injektion, infusion och
provtagning



Injektions-
infusions-
blodprovtagnings-
system

Vingkanylsystem för injektion, infusion och provtagning

- Flexibla "vingar" som är lätta att böja.
- Tunna kanyler minskar obehag vid penetrering.
- DEPH-fri slangen är mjuk och flexibel.
- Transparent design med visuellt blodflöde.

Enkelt intuitivt säkerhetssystem reducerar risken för sticksador:

- Enkelt att aktivera säkerhetsmekanismen med enhands- eller tvåhandsfattning.
- Ett klick talar om att kanylen är låst i kanylskyddet

Med fast hållare



SOL-CARE Vingkanylssystemets storlekar

Product configuration	Product code	Kanylens diameter		Kanylens längd		Slanglängd	
		Gauge	Mm	Inches	Mm	Inches	Mm
Vingkanyl med lueradapter och slang	110201030009	25G	0.5	3/4	19	12	305
Vingkanyl med lueradapter och slang	110201030005	23G	0.6	3/4	19	12	305
Vingkanyl med lueradapter och slang	110201030001	21G	0.8	3/4	19	12	305
Vingkanyl med lueradapter och slang	110201030011	25G	0.5	3/4	19	7	178
Vingkanyl med lueradapter och slang	110201030007	23G	0.6	3/4	19	7	178
Vingkanyl med lueradapter och slang	110201030003	21G	0.8	3/4	19	7	178



För mer information om SOL-CARE sticksäkra vingkanylssystem kontakta;

SWERECO