

Toalettpappershållare


Hjälpmiddel i hemmet • Toalettbesök • Tillbehör

Art nr: 297632, 102885

Toalettpappershållare

- Toalettpappershållare i kromad stål med fast rullhållare och fjädrande lock. Rullen skjuts på från höger sida. Positioneringen av pappershållaren gör att det är enkelt att komma åt pappret. Hållaren fästs runt benet på MerryArm Toalettarmstöd med hjälp av en bygel, se bild A (art nr 720626).
- Toalettpappershållare i rostfritt stål med rullhållare av trä samt med ett fjädrande lock. Positioneringen av pappershållaren gör att det är enkelt att komma åt pappret. Hållaren kan fästas runt golvstödet på MerryArm Toalettarmstöd med hjälp av en bygel.

Till toalettpappershållarna ingår det ett fäste som kan fästas på armstödet till MerryArm toalettarmstöd art nr 720624.



Varumärke	MerryCare	
Benämning	Toalettpappershållare, kromad, A3410	Toalettpappershållare, tandad, rostfri A3500
Art nr	297632	102885
Mått	B12,8xL10 cm	B12,6xL8,5 cm
Material	Kromat stål	Rostfritt stål
Antal produkter/förpackning	1 st	
Tillbehör	Fäste till pappershållare (ingår vid köp av toapappershållare) art nr 720626 Material: Epoxilackad metall	
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning	
Förvaring	Rumstemperatur	
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.	



Fäste till pappershållare (ingår vid köp av toalettpappershållare) Art nr 720626



Var uppmärksam på kanterna när du monterar pappershållaren – risk för att klämma eller riva sig. Det kan även föreligga risk för brukaren att "fastna" i pappershållaren, riskbedömning bör göras innan montering. Vid allvariga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, pH 5-9 alt tor-kas med 70% isopropanol



Innehåller kromat eller rostfritt stål



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintek-niska produkter.



Art nr 297632, 102885

EUDAMED SRN SE-MF-000033314



SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda

www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda