

Sjukvård • Inkontinenshjälpmedel

Art.nr:2901, 2902

**Saniline urinflaska med lock** är avsedd att användas av män med inkontinens som har svårt att ta sig till toaletten. Den kan användas i liggandes, ståendes eller i sittandes ställning. Flaskan är framställd i kraftig plast, som är delvis genomskinlig. Urinflaskan rymmer ca 1 000 ml och har tydlig volymangivelse graderad i 100 ml intervaller. Den är lätt att tömma och göra ren. Tål värmedesinfektion i upp till 90 °C.



Varumärke	Sanicare	
Benämning	Saniline urinflaska med lock, PE, 1000 ml	Reservlock till urinflaska Saniline 2901
Art nr	<b>2901</b>	<b>2903 (lock)</b>
Material	Polyeten	Polypropen
Kapacitet	1000 ml	-
Antal prod/förpackning	1 st	
Antal prod/transport förpackning	48 st	500 st
Rengöring	Tål värmedesinfektion upp till 90 °C	
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning	
Förvaring	Rumstemperatur	
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.	

#### Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art.nr. Art.nr:2901, 2902



Se till att rengöra flaskan efter varje användning. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemiddelsverket.



Swereco AB  
Vagnvägen 4  
364 42 Lenhovda

