

Urinflaska för kvinnor
Sjukvård • Inkontinenshjälpmedel

Art nr:2905

Saniline urinflaska för kvinnor är speciellt utformad för kvinnor med inkontinens som har svårt att ta sig till toaletten. Urinflaskan används sittande på sängkanten alternativt stående.

Flaskan är framställd i kraftig vit polyetenplast, som är delvis genomskinlig. Den är lätt att tömma och tål värmedesinfektion upp till 90 °C. Urinflaskan rymmer 800 ml och har tydlig volymangivelse.



Varumärke	Saniline
Benämning	Saniline urinflaska för kvinnor
Art nr	2905
Material	Polyeten
Kapacitet	800 ml
Antal prod/förpackning	1 st
Antal prod/transport förpackning	60 st
Rengöring	Tål värmedesinfektion upp till 90 °C
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr: 2905



Se till att rengöra flaskan efter varje användning. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

