

# Sanisoft mini kol - kort

utan vingar

För små avföringsläckage

sanicare   
your daily life



# Sanisoft mini kol - kort

är ett unikt specialtieskydd för små avföringsläckage. Skyddet är ett engångsskydd som är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt kolfilter.


Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar



Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft mini kol - kort
Sanicare art nr	3537
Antal produkter/förpackning	25 st
Antal produkter/ transportförpackning	250 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	83 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	27,6 ml
Absorptionsmaterial	Airlaid av cellulosa, superabsorbenter
Ytskikt	Non-woven av polypropen
Spärrskikt	Polyeten
Kolfilter	Aktivt kol och viskos
Mått	B 8,5 x L 22,5 cm
Färg på releasremsan	Vit med ljuslila text
Kasseras	Brännbart avfall, släng <b>ej</b> i toaletten.
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkten innehåller inte PVC, latex parfym eller hudvårdande medel.  Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

## Bruksanvisning och råd vid användning:

- Produkten fästs i en underbyxa eller en i fixeringsbyxa med hjälp av en klisterremsa. Avlägsna försiktigt skyddsremsan och applicera skyddet enligt illustrationen.
- Var noga att välja en byxa som sluter tätt och fixerar skyddet på plats för att uppnå önskad funktion och minska risken för läckage.



Vid sårig eller infekterad hud skall skyddet bytas vid varje läckagetillfälle. Vid värmeutslag: Lufttorka och vådra huden. Byt våta skydd, byt ofta. Noggrann utprovning av storlek är viktig för bästa funktion. Placeras ej i direkt solljus inte heller i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger eld/hög värme. Vid allvariga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Sanicare AB  
Box 260  
311 23 Falkenberg



Art.nr.  
3537



sanicare  
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39  
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se