

# Sanifix Bas

utan ben

**sanicare**   
*your daily life*



# Sanifix Bas utan ben

är en flergångs byxa som kan användas av personer som använder inkontinensskydd. Byxan fixerar inkontinensskyddet och är smidig och extra elastisk som håller skyddet på plats. Färgkodad.

Bra passform och god elasticitet. Märkt i linningen med tvättråd.

**Bruksanvisning:** Noggrann utprovning av storleken är viktig för byxans funktion vilket minskar/ förhindrar risken för läckage och onödiga byten. Byxans storlek mäts kring midjan.



Varumärke	Sanifix							
Benämning	Sanifix Bas utan ben							
Sanicare art nr	4119-5	4120-5	4121-5	4122-5	4123-5	4124-5	4125-5	4126-5
Storlek	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Färgkod	Grå	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange	Lila
Mått midja	52-80 cm	65-90 cm	75-100 cm	85-110 cm	95-120 cm	105-130 cm	115-150 cm	125-165 cm
Mått lårvidd	32-42 cm	38-52 cm	40-54 cm	42-58 cm	44-60 cm	46-64 cm	50-70 cm	54-80 cm
Vikt/produkt	15 g	21,5 g	22,5 g	23,5 g	24,5 g	26 g	27 g	29 g
Antal/ förpackning	5 st							
Material	94 % Polyester, 6 % Spandex							
Krympning	<5 %							
Tvättråd								
Antal tvättar	Ca 50 st (normal hushållstvätt)							
Kasseras	Textilåtervinning alt. brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning.							
Förvaring	Rumstemperatur							
Övrig information	Produkten innehåller inte PVC, Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.							

 Sanicare AB  
Box 260  
311 23 Falkenberg



**REF** Art.nr.  
4119-5 -  
4126-5



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid reklamation ange LOT-nummer som står på plastförpackningen.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



**sanicare**  
your daily life 

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39  
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se

**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100** 

\*Certifikat nr står på produkten