

Sanifix absorberande kalsong

sanicare 
your daily life



Sanifix absorberande kalsong är en tvättbar absorberande

flergångsbyxa för vuxna. Byxan är av bomull med hög kapacitet vid droppinkontinens och ett bra alternativ till engångsprodukter. Byxan har ett fastsytt absorberande ilägg för att säkerställa hög komfort och säkerhet. Produkten har ett spärrskikt som förhindrar genomvättning. Byxan passar bra till personer som har droppinkontinens och som är allmänt "plockiga" av sig och på så sätt tar sönder ett engångsskydd (t.ex. dementia). Produkten kan på så sätt göra det möjligt att fortfarande klara toalettbesöken själva utan att riskera läckage. Produkten passar även bra för de som är känsliga för klister. Klarar ca 100 tvättar, 60°C (normal hushållstvätt) utan att förlora passform och uppsugningsförmåga. Kan torktumlas på låg värme.



Bruksanvisning och råd vid användning:

- Produkten har ett fastsytt absorberande ilägg för att säkerställa hög komfort och säkerhet.
- Storleken mäts runt midjan. Prova noggrant ut rätt storlek, för optimal funktion.
- Vid tvätt tvättas hela produkten inklusive ilägg. Tvätta produkten före användning för att aktivera absorptions-förmågan.

Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix absorberande kalsong						
Sanicare art nr	6540	6541	6542	6543	6544	6545	6546
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Mått höft/stuss	71-79 cm	81-88 cm	91-97 cm	102-107 cm	112-117 cm	122-132 cm	137-147 cm
Mått midja	54-70 cm	56-74 cm	64-84 cm	76-90 cm	80-106 cm	88-120 cm	100-146 cm
Mått benöppning	42-52 cm	46-58 cm	54-64 cm	58-70 cm	62-80 cm	70-88 cm	80-100 cm
Vikt/produkt	67 g	69 g	79 g	95 g	104 g	113 g	104 g
Teoretisk abs.kap. ISO 11948-1 ml	200 ml						
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	66,6 ml						
Färg	Vit						
Antal/förpackning	1 st						
Material	95 % Bomull, 5 % Spandex 70 % Viskos, 30 % Polyester Polyuretan						
Krympning	<5 %						
Tvättråd							
Antal tvättar	Ca 100 st (normal hushållstvätt)						
Kasseras	Textilåtervinning alt. brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning.						
Förvaring	Rumstemperatur						
Övriga information	Produkten innehåller inte PVC, Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.						



Sanicare AB
Box 260
311 23 Falkenberg



Oeko-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
*Certifikat nr står på produkten



Art.nr.
6540-6546



sanicare
your daily life



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se