

Hjälpmedel i hemmet

Art nr: 7213

Sanisafe Rökförkläde är tillverkat i glasfiber och kan varken antändas eller gå håll på om en cigarett blir liggandes på materialet. Används av rökare. Produkten är ett perfekt skydd för att undvika brännskador på huden och för att minska risken för att kläderna ska ta eld.

Hela produkten, inkluderat banden runt midjan är flamsäkra och flamspridningstestad enligt NT Fire 029 med riktlinjerna i SS8760001.



Varumärke	Sanisafe
Benämning	Sanisafe Rökförkläde
Art nr	7213
Antal / förpackning	1 st
Mått	B90 x L120 cm
Vikt per produkt	360 g
Material	Glasfiber och silica gel
Färg	Grå
Rengöring	Torkas av med mild tvällösning och droptorkas.
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning.
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 7213



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Säkerställ att rökförklädet sitter på korrekt och täcker kläderna.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda