

Hjälpmedel i hemmet

Art nr: 7214

**Sanisafe Rökskydd** är tillverkat i glasfiber, vilket gör att det inte går hål eller antänds om en cigarett blir liggande på materialet. Produkten används av rökare.  
Produkten är flamspridningstestat enligt NT Fire 029 med riktlinjerna i SS876 00 01.



Varumärke	Sanisafe
Benämning	Sanisafe Rökskydd
Art nr	<b>7214</b>
Antal / förpackning	1 st
Mått	B90 x L180 cm
Vikt per produkt	750 g
Material	Glasfiber och silica gel
Färg	Silvergrå
Rengöring	Torkas av med mild tvållösning och droptorkas.
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning.
Förvaring	Rumstemperatur
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

**Symboler:**



Ingen PVC eller Latex



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 7214



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Säkerställ att rökskyddet ligger rätt placerat i möbeln och täcker textil och andra hålrum. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB  
Vagnvägen 4  
364 42 Lenhovda