

Sjukvård • Höftskydd


Art nr: 87013-87053 & 87000

Höftskyddsbyxa tas på som vanliga underkläder och skyddar höfterna vid ett eventuellt fall. Byxan är bekväm att bära och kan användas både dag och natt av personer som är i riskgruppen att drabbas av höftfrakturer. Det går bra att sova med byxorna på vilket år en fördel eftersom de flesta fallen inträffar på kvällen och morgonen oftast i samband med toalettbesök. Höftskydden skall placeras i fickorna på båda sidor av höften, inläggen syns ej och deformeras inte.



Höftskyddsinnläggen är tillverkade av ett material som heter SAND och har ursprungligen utvecklats av NASA, som en del av det stötdämpande material som används till rymdfärjorna. SAND är ett tunt och mycket flexibelt material som i dess förbättrade form anpassar sig till vår kroppsform på ett smart och hudvänligt sätt och reducerar kraften vid fall med ca 60%. Tester har visat att risken för höftledsfrakturer minskar vid användande av höftskyddsbyxor.

Varumärke	Healthcomfort				
Benämning	Höftskyddsbyxa, 3-pack, unisex				
Art nr	87013	87023	87033	87043	87053
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Mått höft	85-95 cm	95-105 cm	105-115 cm	115-130 cm	130-145 cm
Antal produkter/ förpackning	3 st byxor och 2 st höftskydd				
Material	95 % Bomull, 5 % Elastan SAND (stötdämpande material)				
Byxan Höftskydd					
Antal tvättar	Ca 100 tvättar (normal hushållstvätt) OBS! Tvätta inte höftskyddsinnläggen i tvättmaskin				
Kasseras	Textilåtervinning alt brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning.				
Förvaring	Rumstemperatur				
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.				



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken

på slitage skall produkten kasseras. Vid sprickor eller skador på skyddet skall det kasseras. Tvätta inte höftskyddsinnläggen!

Vid allvarliga produktfel/ tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Innehåller bomull och elastan



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 87013-87053 &

Tillbehör	Höftskyddsinnlägg, 2-pack
Art nr	87000
Antal / förpackning	2 st (1 par)
Material	SAND (stötdämpande material)
Rengöring	OBS! Ta alltid ur skydden innan tvätt av höftskyddsbyxorna - får ej tvättas i tvättmaskin. Höftskyddsinnläggen är lätta att avlägsna före tvätt av byxan. Inläggen torkas av med tvällösning.
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning.



Comfortable Ned BV
Burghornlaan 14
1705 BK Heerhugowaard



Swereco AB, Vagnvägen 4,
364 42 Lenhovda