


Absorba påslakan är ett tvättbart påslakan som skyddar mot väta, fläckar och nedsmutsning. Påslakanet har en vätskespärr som är helt vattentät men bäddmiljön blir ändå behaglig eftersom membranet släpper ut kroppsvärme och fukt. Membranet förhindrar dessutom att damm och kvalster vandrar upp i sängkläderna. Påslakanet stängs med hjälp av en dragkedja.



Tvättas innan användning.

Varumärke	Absorba	
Benämning	Absorba påslakan, vätskespärr	Absorba påslakan, vätskespärr, junior
Art nr	8861	8862
Mått	B150 x L200 cm	B100 x L140 cm
Färg	Vit	
Antal produkter/förpackning	1 st	
Material	52 % Polyester, 48 % Bomull	
Ytskikt	100 % Polyuretan	
Spärrskikt		
Antal tvättar	Ca 100 st	
Kasseras	Textilåtervinning alt brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning	
Förvaring	Rumstemperatur	
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.	

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvättråd, Tvättas ej i industritvätt.



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 8861, 8862



Se till att påslakanet ej täcker för andningsvägarna – risk för kvävning. Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Produkten inte är avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314



*Certifikat nr står på produkten



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda