

Hjälpmedel i hemmet • Bad & Dusch • Badkläder

Art nr: 9771-9797

Kes-vir Badshorts är badshorts för barn mellan 3-16 år med inkontinens. Badbyxorna är unika på grund av att man inte behöver ett extra inkontinensskydd i badbyxan. "Två i ett"- ytteryget på badkläderna är som en vanlig badbyxa men med inbyggda innerbyxor som har ett vattentätt tyg, gjorda av andningsbar PU-belagd polyester. Ytteryget är gjort av 100 % polyester för att uppnå en mjuk och smidig komfort. Badshortsen har justerbara band på benmuddarna för att kunna få en praktisk och snygg passform och är enkla att spänna åt.



Tyget är klorbeständigt och har optimal andningsförmåga och är snabbtorkande med UPF 50+.

Varumärke	Kes-Vir™						
Benämning	Kes-vir Badshorts, 3-16 år, manet						
Art nr	9791	9792	9793	9794	9795	9796	9797
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11-12 år	13-14 år	15-16 år
Mått midja, A	44-58 cm	48-61 cm	51-64 cm	54-68 cm	57-72 cm	60-78 cm	63-82 cm
Mått ljumske, B	26-34 cm	28-37 cm	30-40 cm	33-43 cm	36-46 cm	38-48 cm	40-50 cm
Antal produkter/ förpackning	1 st						
Material	Ytteryg: 100 % Polyester Innertyg: PU-belagd 100% Polyester.						
Krympning	<5 %						
Kasseras	Textilåtervinning alt brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning						
Förvaring	Rumstemperatur, ej i solljus						
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.						

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvåtråd




Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 9771-9797

OBS! För att kunna uppnå en fullgod funktion utan läckage är det viktigt att man mäter noggrant samt att spänna åt de justerbara banden noggrant. Ta hjälp av figuren till höger, hur du ska mäta och jämför dina mått mot tabellen. Mät med hjälp av ett måttband. Tänk på att hålla måttbandet sträckt när du mäter.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Swereco AB, Vagnvägen 4,
364 42 Lenhovda



Incy Wincy LTD
9 Trafford Road
RG1 8JP Berkshire