

Hjälpmedel i hemmet • Bad & Dusch • Badkläder

Art nr: KV-GH-PP34 – KV-GH-PP1516

Kes-vir Baddräkt halterneck är en baddräkt för barn mellan 3-16 år med inkontinens. Baddräkten är unik på grund av att man inte behöver ett extra inkontinensskydd i underdelen/badbyxan. "Två i ett"-yttertyget på badkläderna är som en vanlig baddräkt men med inbyggda innerbyxor som har ett vattentätt tyg, gjorda av andningsbar PU-belagd polyester. Yttertyget är gjort av en blandning av polyamid och elastan för att uppnå en mjuk och smidig komfort. Baddräktens underdel har justerbara band på benmuddarna för att kunna få en praktisk och snygg passform och är enkla att spännen åt.



Tyget är klorbeständigt och har optimal andningsförmåga och är snabbtorkande med UPF 50+.

Varumärke	Kes-Vir™						
Benämning	Kes-vir Baddräkt halterneck. 3-16 år, rosa						
Art nr	KV-GH-PP34	KV-GH-PP56	KV-GH-PP78	KV-GH-PP910	KV-GH-PP1112	KV-GH-PP1314	KV-GH-PP1516
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11-12 år	13-14 år	15-16 år
Mått byst, A	57 cm	61 cm	66 cm	72 cm	79 cm	84 cm	91 cm
Mått midja, B	44-56 cm	46-60 cm	48-64 cm	50-66 cm	52-68 cm	54-70 cm	56-74 cm
Mått ljumske, C	28-35 cm	29-39 cm	33-43 cm	37-47 cm	41-51 cm	44-54 cm	47-57 cm
Mått skuldra till gren	42 cm	47 cm	52 cm	57 cm	62 cm	67 cm	72 cm
Antal produkter/förpackning	1 st						
Material	Yttertyg: 78 % Polyamid (återvunnet), 22 % Elastan Innertyg: PU-belagd 100% Polyester.						
Krympning	<5 %						
Kasseras	Textilåtervinning alt brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning						
Förvaring	Rumstemperatur, ej i solljus						
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.						

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvåtråd




Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr KV-GH-PP34 – KV-

OBS! För att kunna uppnå en fullgod funktion utan läckage är det viktigt att man mäter noggrant samt att spännen åt de justerbara banden noggrant. Ta hjälp av figuren till höger, hur du ska mäta och jämför dina mått mot tabellen. Mät med hjälp av ett måttband. Tänk på att hålla måttbandet sträckt när du mäter.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Swereco AB, Vagnvägen 4,
364 42 Lenhovda



Incy Wincy LTD
9 Trafford Road
RG1 8JP Berkshire

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240