

# NovaCool



NYHET!

## Beställningsinformation

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING
NC-801	NOVACOOOL HANDLED
NC-802	NOVACOOOL VAD
NC-803	NOVACOOOL FOT
NC-804	NOVACOOOL ARMBÅGE
NC-805	NOVACOOOL KNÄ
NC-805G	NOVACOOOL GELKUDDE KNÄ
NC-806	NOVACOOOL LÅR
NC-807	NOVACOOOL SKULDRA
NC-807G	NOVACOOOL GELKUDDE SKULDRA
NC-808	NOVACOOOL RYGG

Snabb och effektiv  
behandling med **NovaCool**



Nu kan du smidigt minska svullnad och smärta med kyla och tryck i kombination.

Medicinsk rehabilitering.  
Kylbehandling med kompression.



#### Effektiv & snabb

- Perfekt mjuk passform
- Optimal kyleffekt
- Reglerbar kompression

#### Indikationer

- Postoperativt
- Akuta trauman
- Idrottsskador
- Rehabilitering

Det bästa och mest effektiva sättet att minska ödem och smärta är en kombination av kompression och kyla, vilket är visat i flera studier\*. Med NovaCool får du just detta.

NovaCool har två delar – en gelkudde som fungerar som kylelement och en tryckmanschett. Gelkudden förvaras i kylan och appliceras därefter på den del av kroppen som

ska behandlas. Ovanpå gelkudden placeras tryckmanschetten som pumpas upp tills önskad kompression uppnås. En reduceringsventil finns för enkel justering av trycket.

NovaCool är enkelt och effektivt oavsett var och när det skall användas

Nova Cool finns till fot, vad, knä, lår, hand, armbåge, skuldra och rygg.

\* Combination of cold and compression after knee surgery. A prospective randomized study. Schröder D1, Pässler HH.

\* The use of the Cryo/Cuff versus ice and elastic wrap in the postoperative care of knee arthroscopy patients. Whitelaw GP1, DeMuth KA, Demos HA, Schepsis A, Jacques E.