

MED

FOTLEDSSTÖD

Storlek	Omkrets
1	26 - 29
2	29 - 32
3	32 - 35
4	35 - 38
5	38 - 41

Utförande: vänster och höger



Detta fotledsstöd ger långsiktigt stöd åt fotleden och kan användas till många olika tillstånd. Stödet baseras på principen av funktionell tejping. Graden av tryck och pronation/supination-gränser är justerbar och en silikonapplicering säkerställer bra positionsretention. Det finns komfortzoner runt fotledens känsliga områden, som t.ex. akillessenan. Stödet är komfortabelt och lättanvänd, mycket tack vare den breda insteget och ett inbyggt hållås.



INDIKATIONER

- Måttlig (kvarvarande) instabilitet (under måttlig belastning)
- Behandling av akut lateral fotledbandsskada (alternativ till tejping)
- Behandling av stabil fotledsfraktur (Weber-typ A med isolerad fraktur på laterala fotknölen)
- Uppföljningsbehandling av fotledsfraktur (inkl. Jones-fraktur)
- Postoperativ behandling av ledbandsskada eller fraktur
- Kapsulär irritation och senskideinflammation följt av fotledsfraktur eller ledbandsskada
- Artros med instabilitet
- Sekundärt förebyggande av fotledbandsskada (under måttlig belastning med vätskeansamling)
- Fotbollsfoled
- Impingement (kapsular inklämning; anterior och posterior)

