

NovaSling Universal



JHInova AB

NovaSling Universal består av en universalslinga samt 3 olika typer av kuddar; standardkudde som ger abduktion till ca 15 gr, wedge som ger en neutralställning av underarmen utan abduktion, samt Rahmekudden som används för postoperativ behandling. Både till standardkudden och wedgen kan en extra kudde appliceras om ökad abduktion önskas

Standardkudde, delbar för justering av abduktionsvinkeln, primär indikation: rotatorcuff suturer



Wedge, primärt vid stabiliseringar



Extrakudde (delbar) för justering av abduktionsvinkeln

Rahmekudden för postoperativ behandling vid kuff- och protesoperationer





NovaSling med standardkudde



NovaSling med Wedge



Rahmekudden

Artikelnummer:	Benämning:
E11	NovaSling Universal utan kudde
E11A	NovaSling med kudde
E11W	Wedge
E11EA	Extra abduktionskudde
E11RK	Rahmekudden

JHInova AB