

# MED

## KNÄSTÖD

Storlek	Omkrets
1	28 - 31
2	31 - 34
3	34 - 37
4	37 - 41
5	41 - 45



Detta knästödd ger stabilt stöd för knäleden i medio-lateral riktning. Knät stöds av två icke-axiella bladfjädersgångjärn som följer knäts naturliga rotationsrörelse på ett unikt sätt. Det innebär att knäts flexion och extension inte hindras. Bandkonstruktionen säkerställer att gångjärnen får bra inpassning med knäleden.

Bra anatomisk passning och silikonapplikationen hjälper att hålla stödet på plats vid gående. Tack vare den tunna utformningen syns inte stödet under kläder.



### INDIKATIONER

Artros med svullnad/ödem

Reumatoid artrit med synovitis

Funktionell instabilitet efter ledbandsskada

Kvarvarande instabilitet efter ledbandsskada

Sen uppföljningsbehandling av ledbandsskada