

MED

HANLEDSSTÖD



Detta handledsstöd ger extra stöd och skydd för handleden utan att begränsa handens funktionsförmåga. De anatomiskt utformade förstärkningarna begränsar palmar och dorsal flexion utan att förhindra den helt. Trycknivån kan optimeras med hjälp av ett lättapplicerat gummiband. Stödet sätts enkelt på plats runt underarmen med en hand.

De så kallade komfortzonerna av vadderat material har placerats runt handledens känsliga områden.

Storlek	Omkrets
1	13 - 15"
2	15 - 17"
3	17 - 19"
4	19 - 21"

Utförande: vänster och höger



INDIKATIONER

Kvarvarande instabilitet

Måttlig till allvarlig distortion

Handledssmärta

Terapi-resistent smärta i handledsextensor

Tendinit i handledsextensorerna

Handledsfaktur utan felställning

Uppföljandebehandling av handledsfaktur

Artros med svullnad/ödem

RSI