

MED

HANDLEDSSTÖDSKENA

Storlek	Omkrets
1	13 - 15
2	15 - 17
3	17 - 19
4	19 - 21

Utförande: vänster och höger



Med denna stödskena kan handleden vila utan att handens funktionalitet begränsas. Stödet sätts enkelt på plats runt handleden med en hand. En cirkulär icke-elasticisk anslutning garanterar att den efterformade skenan följer handledens anatomi nära. På så sätt begränsas palmar flexion och handen placeras i ett funktionellt läge.



INDIKATIONER

Terapi-resistent smärta i handledsextensor

Måttlig till allvarlig reumatoid åkomma

Karpaltunnelsyndrom

RSI