


ORTHO

TUMORTOS CMC



Push CMC är ett stöd som används vid osteoartrit i tummens karpometakarpala led (CMC-1), och har formgivits utifrån ett nytt och funktionellt koncept.

Push CMC består av en cylindrisk del kring tumvalken och en fast anslutning som går längs handflatan till handens ytersida.

Stödet stabiliserar CMC-leden och håller tummen i ett läge så att en så kallad tumbåge bildas. Denna båge förblir stabil när handen används och ger ett bra grepp. Lederna i närheten, även handleden, behåller därigenom helt och hållet sin rörelsefrihet, vilket ger bästa möjliga handfunktioner.

Storlek	Omkrets
1	16 - 19,5
2	19,5 - 22,5
3	22,5 - 26

Utförande: vänster och höger



INDIKATIONER

CMC-1 osteoartrit

Postoperativ efterbehandling av CMC-1-leden

Status efter artroplastik av CMC-1 - leden

Instabilitet i CMC-1-leden