



GER EFFEKTIVT STÖD EFTER EN
STUKNING ELLER VID INSTABILITET I
ANKELN

INDIVIDUELL REGLERBAR
KOMPRESION

MYCKET TUNN OCH LÄTT OCH
TAR INGEN PLATS I SKON

SITTER ALLTID PÅ PLATS TACK
VARE TPU SEKTIONERNA



PUSH SPORTS

ANKELORTOS 8

Push Sports Ankelortos 8 ger stöd vid en lätt eller (så gott som) återställd ankelstukning. Det elastiska bandet som viras runt ankeln i formen av en 8, stabiliserar ankeln och ger ett stadigt behagligt tryck. Detta gör att användaren får en känsla av säkerhet under aktiviteten. TPU-sektionerna på ankels båda sidor (stigbygeln) ökar proprioceptionen. De särskilda antitlidsektionerna av TPU-material löper snett över framfoten och runt hälen och ökar ortosens elastiska effekt. TPU-sektionerna på ankels båda sidor (stigbygeln) ger en ökad proprioceptiv känsla. Ankelortosen är tillverkat av ett mycket tunt och fuktavvisande material och torkar snabbt.

Push Sports Ankelortos 8 kan även användas utan skor.

NÅR SKALL DEN ANVÄNDAS?

-  För att förebygga återkommande ankelskada
-  Vid en lätt stukning av fotleden
-  Vid irriterad ledkapsel
-  Vid lätt instabilitet i fotleden



S

20-22,5 cm

M

22,5-25,5 cm

L

25,5-28,5 cm



utförande:
vänster och höger