



**JUSTERBAR
RÖRELSEBEGRÄNSNING.**

**HÅLLER HANDFLATAN
FRI FÖR BRA GREPP OCH
BRA BOLLKÄNSLA**

**ENKELT ATT STÄNGA
MED EN HAND**

**SITTER ALLTID
PÅ PLATS**






PUSH SPORTS

TUMORTOS

Push Sports Tumortos erbjuder en lösning vid ihållande smärta i tummen om man har sträckt den mellersta tumleden (MCP-1) till följd av till exempel en boll- eller skidolycka. Tumortosen stabiliserar leden så att de berörda ledbanden får en chans att återhämta sig. Tumkåpan skyddar den onda tummen mot stötar från exempelvis en boll. Banden på spännet är individuellt anpassningsbara så att användaren kan avgöra hur mycket tummen får sträckas ut. Banden hjälper också till att förebygga rörligheten som uppstår till följd av skador på ledbanden. Bandsystemet sätts på korsvis och ger stöd åt den mellersta tumleden i sidled. De andra tumlederna och handleden bibehåller rörelsefriheten. Tumortosen håller handflatan fri och passar bra under en målvakts- eller skidhandske.

NÄR SKALL DEN ANVÄNDAS:

-  Vid skidtumme: sträckt eller sprucket ledband på den mellersta tumleden (MCP-1)
-  Vid sträckning av den mellersta tumleden eller om den mellersta tumleden (MCP-1) vrids ur led
-  Vid instabilitet i den mellersta tumleden (MCP-1)



S


16-19 cm

M

19-22,5 cm

L

22,5-26 cm



utförande:
vänster och höger